

# MiSeq® 시스템의 VeriSeq™ PGS 솔루션

PGS를 위한 차세대 시퀀싱 솔루션으로 정확한 이수성 검사 결과 제공 및 미래의 기회 확장

### 핵심 사항

- **업계 최고의 데이터 품질**  
전 세계 시퀀싱 데이터의 90%가 Illumina 기술을 사용하여 생성
- **빠르고 간소화된 작업흐름**  
샘플에서 결과까지 약 12시간 소요
- **확장 가능한 고처리량 솔루션**  
실험당 최대 24개의 샘플 검사



그림 1: MiSeq 시스템. VeriSeq PGS 솔루션은 안정적이고 정확한 PGS를 위해 MiSeq 시스템에서 Illumina SBS 화학을 활용합니다.

## 소개

염색체 이수성(비정상적인 염색체 수)은 IVF(체외수정) 실패의 주된 원인입니다. 이는 이수성이 있는 대부분의 배아가 임신 첫 3개월 동안 착상되지 않거나 임신 첫 3개월 동안 유산되기 때문입니다.<sup>1,2</sup> 정배수성 배아(정상 염색체 수를 가진 배아)에 대한 PGS(Preimplantation genetic screening: 착상 전 유전 검사)는 이전 및 성공적인 이식 및 임신 가능성을 위해 생존 가능한 배아가 선택될 가능성을 높입니다.<sup>3</sup>

VeriSeq PGS 솔루션은 NGS(차세대 시퀀싱) 기술을 활용하여, 정배수성 배아를 선택하기 위해 24개 염색체 모두를 종합적으로 정확하게 검사합니다. VeriSeq PGS 솔루션을 사용하여 생성된 PGS 결과는 널리 사용되는 어레이 기반 24sure® 기술을 사용하여 달성된 결과와 비교 가능합니다.

## 가장 높은 NGS 정확성

VeriSeq PGS는 업계 최고로서 가장 널리 사용되는 NGS 기술인 Illumina SBS(Sequencing By Synthesis: 합성을 통한 시퀀싱) 화학에 의존합니다. 실제로 세계 시퀀싱 데이터의 90%가 Illumina 기술을 사용하여 생성됩니다. 전매특허인 가역적 종결자 기반 방법은 수백만 개의 DNA 분절의 대량 병렬 시퀀싱을 활성화하여, 단일 염기가 신장하는 DNA 가닥으로 통합될 때 해당 염기를 검출합니다. 이 방법은 시퀀싱 관련 오류를 최소화합니다.

Illumina 시퀀싱은 모든 적용 범위에서 가장 정확한 인간 게놈, 최고 수율의 오류 없는 리드, Q30\*을 넘는 업계 최고 비율의 염기 호출을 제공합니다. 이러한 고품질 데이터는 위양성 및 위음성 비율을 낮추므로 광범위한 다운스트림 검사의 필요성을 줄이는 동시에 데이터에 대한 최고의 신뢰도를 제공합니다.

## 유연한 MiSeq 시스템

MiSeq 시스템(그림 1)은 검증된 Illumina SBS 화학을 활용하여 비할 바 없는 시퀀싱 안정성과 정확성을 제공합니다. 25M 시퀀싱 리드로 최대 15Gb의 데이터를 생성하는 능력을 갖춘 이 데스크톱 시퀀서를 사용하여 모든 실험실에서는 목표 유전자 시퀀싱, 메타게노믹스, 작은 게놈 시퀀싱, 목표 유전자 발현, 엠프리콘 시퀀싱, HLA 유형 분류 등 다양한 시퀀싱 애플리케이션을 수행할 수 있습니다.

## 빠르고 효율적인 작업흐름

VeriSeq PGS 솔루션은 약 12시간 안에 완료되는 빠른 전체 PGS 방법을 제공합니다(그림 2). 이 솔루션은 SurePlex™ DNA 증폭 키트를 사용하는 단일 배아 세포에서의 DNA 추출과 WGA(전체 게놈 증폭)에서 시작됩니다. 증폭된 샘플은 VeriSeq DNA 라이브러리 키트를 사용하여 간소화된 라이브러리 준비를 거칩니다.

\* Q30 = 1000개 염기 호출에 1개의 오류 또는 99.9%의 정확도.







