

Insero della confezione

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO

Uso previsto

VeriSeq™ NIPT Solution v2 è un test diagnostico *in vitro* progettato per essere utilizzato come test di screening per il rilevamento di anomalie genetiche fetali sull'intero genoma da campioni di sangue intero periferico materno in donne in gravidanza con età gestazionale di almeno 10 settimane. VeriSeq NIPT Solution v2 utilizza il sequenziamento dell'intero genoma per rilevare le duplicazioni e le delezioni parziali per lo stato di tutti gli autosomi e le aneuploidie per tutti i cromosomi. Il test offre un'opzione per richiedere il report sull'aneuploidia del cromosoma sessuale (SCA, Sex Chromosome Aneuploidy). Questo prodotto non può essere utilizzato come sola base per la diagnosi o altre decisioni sulla gestione della gravidanza.

VeriSeq NIPT Solution v2 include: VeriSeq NIPT Workflow Manager v2 per VeriSeq NIPT Microlab STAR, VeriSeq NIPT Sample Prep e VeriSeq Onsite Server v2 con VeriSeq NIPT Assay Software v2. VeriSeq NIPT Solution v2 è previsto per l'uso con un sequenziatore di nuova generazione.

Riepilogo e spiegazione del saggio

Le anomalie cromosomiche fetali, nello specifico l'aneuploidia ossia un numero anomalo di cromosomi, sono una causa comune di insuccesso riproduttivo, anomalie congenite, ritardi nello sviluppo e disabilità intellettive. Le aneuploidie incidono su circa 1 nato vivo su 300, con percentuali molto più alte associate ad aborto spontaneo e nati morti.^{1,2} Fino a poco tempo fa, erano disponibili due tipi di test prenatali per questi disordini: test diagnostico o test di screening. I test diagnostici prevedono procedure invasive quali amniocentesi o villocentesi. Questi test sono considerati il gold standard per il rilevamento dell'aneuploidia fetale. Tuttavia, sono associati a un rischio di perdita di gravidanza tra 0,11% e 0,22%.³ I tradizionali screening con marker multipli non presentano alcun rischio di perdita di gravidanza in quanto non sono invasivi, ma sono meno accurati rispetto ai test diagnostici. Le percentuali di rilevamento per la trisomia 21 variano tra il 69% e il 96% in base al determinato screening, all'età della madre e all'età gestazionale al momento del test.⁴ Soprattutto, presentano percentuali di falsi positivi di circa il 5%, che possono portare a test diagnostici invasivi di conferma e quindi al rischio di perdita di gravidanza legata alla procedura.⁴ Gli screening con ultrasuoni possono inoltre rilevare anomalie cromosomiche, ma lo fanno in modo ancora meno affidabile rispetto a questi metodi.

L'aneuploidia fetale per i cromosomi 21, 18, 13, X e Y può essere rilevata con un livello di accuratezza superiore mediante test prenatali non invasivi (NIPT, Noninvasive Prenatal Testing), utilizzando il sequenziamento dell'intero genoma di DNA libero fetale (cfDNA, Cell-Free DNA) ottenuto da plasma materno a 10 settimane o più di gestazione. Una recente meta-analisi di più studi clinici ha riportato percentuali pesate del rilevamento dei raggruppamenti in pool e di specificità per la trisomia 21 e la trisomia 18 in gravidanze singole nel modo seguente: trisomia 21 99,7% e 99,96% e trisomia 18 97,9% e 99,96%, rispettivamente.⁵ Uno studio suggerisce che l'utilizzo di NIPT come screening primario su tutte le gravidanze potrebbe comportare una riduzione dell'89% nel numero delle procedure invasive di conferma.⁶

Data la riduzione significativa nelle percentuali di falsi positivi con NIPT rispetto allo screening convenzionale con multipli marker, diverse organizzazioni mediche professionali hanno rilasciato dichiarazioni a supporto di diverse indicazioni per l'utilizzo di NIPT.

Nello specifico, l'International Society for Prenatal Diagnosis, l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)/Society for Maternal Fetal Medicine (SMFM), l'American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) e la European Society of Human Genetics/American Society of Human Genetics supportano lo screening NIPT per tutte le donne in gravidanza.^{7,8,9} Sono raccomandati consulenza pre-test, consenso informato e test diagnostici per confermare un risultato di screening positivo di cfDNA.⁴

VeriSeq NIPT Solution v2 è un test diagnostico in vitro (IVD, In Vitro Diagnostic) che utilizza il sequenziamento dell'intero genoma di frammenti di cfDNA ottenuti da sangue intero periferico materno da donne in gravidanza ad almeno 10 settimane di gestazione. Il test offre due opzioni per tipo di screening: screening di base e screening dell'intero genoma. Lo screening di base fornisce informazioni sullo stato delle aneuploidie solo per i cromosomi 21, 18, 13, X e Y. Lo screening dell'intero genoma fornisce duplicazioni e delezioni parziali per tutti gli autosomi e lo stato delle aneuploidie per tutti i cromosomi. Entrambi i tipi di screening forniscono l'opzione per il riportare l'aneuploidia del cromosoma sessuale (SCA) con o senza riportare il sesso fetale. L'opzione per riportare SCA può essere disattivata. Se l'opzione per riportare SCA è disattivata, non viene riportato nemmeno il sesso fetale. Per maggiori informazioni sulle opzioni di report sul sesso, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

Principi della procedura

VeriSeq NIPT Solution v2 è una soluzione automatizzata per i test di laboratorio NIPT che consiste nella preparazione dei campioni automatizzata e nell'analisi dei dati di sequenziamento. VeriSeq NIPT Sample Prep contengono reagenti specializzati monouso da utilizzare assieme a VeriSeq NIPT Microlab STAR per preparare batch da 24, 48 o 96 campioni per il sequenziamento di nuova generazione. I dati di sequenziamento paired-end dell'intero genoma vengono analizzati da un software specializzato, VeriSeq NIPT Assay Software v2, e viene generato un report che fornisce risultati qualitativi.

Il flusso di lavoro consiste delle seguenti procedure: raccolta del campione, isolamento del plasma, estrazione di cfDNA, preparazione delle librerie, quantificazione delle librerie, raggruppamento in pool delle librerie, sequenziamento e analisi. Le procedure sono qui di seguito spiegate nei dettagli:

- **Raccolta dei campioni:** 7-10 ml di sangue intero periferico materno vengono raccolti in una provetta di raccolta del sangue Streck cell-free DNA (BCT), che impedisce la lisi cellulare, la contaminazione genomica e stabilizza il sangue intero.
- **Isolamento del plasma:** entro cinque giorni dalla raccolta, il plasma viene isolato dal sangue intero periferico materno utilizzando tecniche di centrifugazione standard. VeriSeq NIPT Microlab STAR aspira ed eroga il plasma nella piastra a 96 pozzetti profondi per la successiva elaborazione. In caso sia necessario ripetere l'analisi, i campioni da conservare per la successiva elaborazione possono essere ritappati e conservati a 4 °C per ulteriori cinque giorni (per un massimo totale di 10 giorni dopo la raccolta del sangue).



ATTENZIONE

Se le condizioni di conservazione sopra indicate non vengono rispettate possono incidere negativamente sulle percentuali di fallimenti del campione.

- **Estrazione di cfDNA:** la purificazione di cfDNA da plasma si ottiene mediante assorbimento su una piastra di legame, lavando la piastra di legame per rimuovere i contaminanti ed eluendola.
- **Preparazione delle librerie:** i frammenti di cfDNA purificato vengono sottoposti a riparazione delle estremità per convertire le estremità sporgenti al 5' e 3' in estremità piatte. Quindi, un nucleotide deossiadenosina viene aggiunto alle estremità 3' per creare una singola sporgenza della base. Gli adattatori indicizzati che contengono una singola sporgenza della base di deossiadenosina all'estremità 3' vengono quindi ligati su altri frammenti di cfDNA elaborati. Il DNA ligato viene quindi purificato mediante microsfere di immobilizzazione in fase solida inversa. Ciascun campione in un set di 24, 48 o 96 campioni riceve un adattatore indicizzato univoco. Gli adattatori hanno due funzioni:



ATTENZIONE

Prestare estrema attenzione a evitare la contaminazione incrociata degli indici perché potrebbe fornire risultati errati.

- Gli indici permettono l'identificazione del campione durante un successivo sequenziamento.
- Gli adattatori indici contengono sequenze che consentono di catturare la libreria sulla superficie solida di una cella a flusso di sequenziamento per la generazione di cluster e il successivo sequenziamento.
- **Quantificazione:** il prodotto della libreria viene quantificato utilizzando un colorante fluorescente con la concentrazione determinata dal confronto di una curva standard di DNA.
- **Raggruppamento in pool delle librerie e sequenziamento:** le librerie di campioni vengono raggruppate in pool da 24 o 48 campioni in quantità modificate per ridurre al minimo la variazione nella copertura. Ciascun raggruppamento in pool viene quindi sequenziato utilizzando un sistema di sequenziamento di nuova generazione.
- VeriSeq NIPT Solution v2 non include le apparecchiature e i materiali di consumo per il sequenziamento.
- **Analisi:** per ciascun campione, l'analisi consiste di:
 - Identificazione dei frammenti della libreria mediante sequenze d'indice e allineamento di letture paired-end rispetto a un genoma di riferimento umano.
 - Stima della frazione fetale della libreria combinando le informazioni ottenute sulla distribuzione sia delle lunghezze che delle coordinate genomiche dei frammenti della libreria.
 - Dopo aver tenuto conto delle distorsioni note, un modello statistico rileva le regioni del genoma che sono sottorappresentate o sovrarappresentate nella libreria in modo coerente con un'anomalia al livello stimato di frazione fetale.
 - Il report NIPT fornisce i risultati del riepilogo per il menu di test selezionato dove ANOMALY DETECTED (Anomalia rilevata) o NO ANOMALY DETECTED (Nessuna anomalia rilevata) viene elencato assieme a una stima della frazione fetale per i campioni che hanno superato il controllo qualità.

- Il report supplementare fornisce metriche quantitative che caratterizzano ciascuna anomalia rilevata.

Limiti della procedura

Limiti del saggio

- Le prove che supportano la sensibilità e la specificità per il test riguardano le gravidanze singole e gemellari. Queste istruzioni per l'uso non forniscono i dati sulla sensibilità o sulla specificità per gravidanze trigemellari o superiori.
- VeriSeq NIPT Solution v2 non ha lo scopo di rilevare poliploidie, come la triploidia.
- VeriSeq NIPT Solution v2 non ha lo scopo di rilevare riarrangiamenti cromosomici bilanciati.
- Il saggio richiede campioni di sangue intero periferico materno da donne in gravidanza con età gestazionale di almeno 10 settimane.
- Per gli screening di base, VeriSeq NIPT Solution v2 individua determinate anomalie cromosomiche. I risultati riportati come NO ANOMALY DETECTED (Nessuna anomalia rilevata) non eliminano la possibile presenza di anomalie cromosomiche dei cromosomi testati. Un risultato negativo non elimina la possibilità di una gravidanza che presenti altre anomalie cromosomiche, condizioni genetiche o difetti alla nascita (ad es. difetto di apertura del tubo neurale).
- Per gli screening dell'intero genoma, le delezioni e le duplicazioni grandi inferiori al 75% della dimensione del cromosoma possono indicare un'aneuploidia dell'intero cromosoma.
- Per gli screening dell'intero genoma, determinate regioni sono escluse dall'analisi. Un elenco delle regioni escluse è disponibile sul sito Web di supporto Illumina. Il rilevamento di anomalie genomiche viene eseguito solo sulle regioni non escluse.
- Il report sul sesso del feto non è disponibile in tutte le regioni a causa delle leggi locali che regolano il report sul genere.
- In base a prove presenti in letteratura, i risultati dello screening del DNA libero fetale possono essere distorti da determinati fattori materni e fetali. Alcuni di questi fattori sono elencati qui di seguito, ma non sono limitati ai seguenti:
 - Recente trasfusione di sangue materno
 - Precedente trapianto di organo/trapianto di cellule staminali materno
 - Malattia autoimmune materna
 - Neoplasia materna (benigna e maligna)
 - Mosaicismo materno
 - Variazione del numero di copie materna
 - Mosaicismo feto-placentare/mosaicismo confinato alla placenta
 - Morte fetale/sindrome del gemello scomparso

Report di VeriSeq NIPT Solution v2

- VeriSeq NIPT Solution v2 è un test di screening e non dovrebbe essere preso in considerazione indipendentemente da altri esiti clinici e risultati di test. Le conclusioni sulla condizione fetale e sulle decisioni relative alla gestione della gravidanza non devono essere basate solo sui risultati dello screening NIPT.⁷
- VeriSeq NIPT Solution v2 riporta quanto segue:
 - Test di screening di base per identificare la sovrarappresentazione dei cromosomi 13, 18 e 21.
 - Test di screening dell'intero genoma per identificare la sottorappresentazione e la sovrarappresentazione di tutti gli autosomi, incluse le delezioni e le duplicazioni parziali di almeno 7 Mb.
 - Nelle gravidanze singole con Yes (Sì) o SCA selezionato come opzione di report sul sesso, vengono riportate le anomalie cromosomiche sessuali: XO, XXX, XXY e XYY.
 - Nelle gravidanze singole con Yes (Sì) selezionato come opzione di report sul sesso, viene riportato il sesso del feto.
 - La presenza di un cromosoma Y nelle gravidanze gemellari.

Componenti del prodotto

VeriSeq NIPT Solution v2 (n. codice 20030577) consiste delle seguenti preparazioni delle librerie:

- VeriSeq NIPT Sample Prep (24 samples) (n. codice 20025895)
- VeriSeq NIPT Sample Prep (48 samples) (n. codice 15066801)
- VeriSeq NIPT Sample Prep (96 samples) (n. codice 15066802)

VeriSeq NIPT Solution v2 (n. codice 20030577) consiste dei seguenti componenti software:

- VeriSeq NIPT Assay Software v2 (n. codice 20047024), preinstallato su VeriSeq Onsite Server v2.
 - VeriSeq Onsite Server v2 (n. codice 20028403 o 20047000) o un esistente VeriSeq Onsite Server (n. codice 15076164 o n. codice 20016240) aggiornato a v2.
- VeriSeq NIPT Workflow Manager v2 (n. codice 20044988), preinstallato su VeriSeq NIPT Microlab STAR.
 - VeriSeq NIPT Microlab STAR (n. codice Hamilton Company Reno: 95475-01 (115 V) e 95475-02 (230 V), Hamilton Company Bonaduz: 806288).
- Modulo Local Run Manager VeriSeq NIPT (n. codice 20044989).

Reagenti

Reagenti forniti

Illumina fornisce i reagenti seguenti: VeriSeq NIPT Sample Prep (24 samples) (n. codice 20025895), VeriSeq NIPT Sample Prep (48 samples) (n. codice 15066801) e VeriSeq NIPT Sample Prep (96 samples) (n. codice 15066802). VeriSeq NIPT Sample Prep sono configurati per l'utilizzo con VeriSeq NIPT Microlab STAR (ML STAR) (n. codice 95475-01, 95475-02 o 806288), fornito da Hamilton Company.

VeriSeq NIPT Sample Prep, scatola di estrazione

Tabella 1 VeriSeq NIPT Extraction Box (24) e (48), n. codice 20025869 e 15066803

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
Lysis Buffer (Tampone di lisi)	1	Cloruro di guanidinio in soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Wash Buffer I (Tampone di lavaggio I)	1	Cloruro di guanidinio e 2-propanolo in soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II)	1	Soluzione acquosa tamponata contenente sali	Tra 15 °C e 30 °C
Elution Buffer (Tampone di eluizione)	1	Soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Proteinase Buffer (Tampone proteasi)	1	Glicerolo in soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Proteinase K (Proteasi K)	3	Proteasi K liofilizzata	Tra 15 °C e 30 °C

Tabella 2 VeriSeq NIPT Extraction Box (96), n. codice 15066807

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
Lysis Buffer (Tampone di lisi)	1	Cloruro di guanidinio in soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
Wash Buffer I (Tampone di lavaggio I)	1	Cloruro di guanidinio e 2-propanolo in soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II)	2	Soluzione acquosa tamponata contenente sali	Tra 15 °C e 30 °C
Elution Buffer (Tampone di eluizione)	1	Soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Proteinase Buffer (Tampone proteasi)	1	Glicerolo in soluzione acquosa tamponata	Tra 15 °C e 30 °C
Proteinase K (Proteasi K)	4	Proteasi K liofilizzata	Tra 15 °C e 30 °C

VeriSeq NIPT Sample Prep, scatola di preparazione delle librerie

Tabella 3 VeriSeq NIPT Library Prep Box (24) e (48), n. codice 20026030 e 15066809

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
End Repair Mix (Miscela riparazione finale)	1	DNA polimerasi e dNTP in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
A-Tailing Mix (Miscela A-tailing)	1	DNA polimerasi e dATP in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
Ligation Mix (Miscela di ligazione)	1	DNA ligasi in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione)	1	Soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
NIPT DNA Adapter Plate (Adattatore portacelle DNA NIPT)	1	Oligonucleotidi in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C

Tabella 4 VeriSeq NIPT Library Prep Box (96), n. codice 15066810

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
End Repair Mix (Miscela riparazione finale)	1	DNA polimerasi e dNTP in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
A-Tailing Mix (Miscela A-tailing)	2	DNA polimerasi e dATP in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
Ligation Mix (Miscela di ligazione)	2	DNA ligasi in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione)	1	Soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C
NIPT DNA Adapter Plate (Adattatore portacelle DNA NIPT)	1	Oligonucleotidi in soluzione acquosa tamponata	Tra -25 °C e -15 °C

VeriSeq NIPT Sample Prep, scatola accessori

Tabella 5 VeriSeq NIPT Accessory Box, n. codice 15066811

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
Piastra DNA Binding (Legame del DNA)	1	Micropiastra in polistirolo con membrana in silicone modificato	Tra 2 °C e 8 °C

Nome del reagente sull'etichetta	Numero di contenitori nel kit	Ingredienti attivi	Conservazione
Resuspension Buffer (Tampone risospensione)	1	Soluzione acquosa tamponata	Tra 2 °C e 8 °C
Sample Purification Beads (Microsfere purificazione campione)	1	Microsfere paramagnetiche in fase solida in soluzione acquosa tamponata	Tra 2 °C e 8 °C
DNA Quantification Reagent (Reagente di quantificazione del DNA)	1	Colorante intercalante in DMSO	Tra 2 °C e 8 °C
DNA Quantification Standard (Standard di quantificazione del DNA)	1	dsDNA standard, DNA non specifico e sodio azide in soluzione acquosa tamponata	Tra 2 °C e 8 °C

VeriSeq NIPT Sample Prep, provette ed etichette per il flusso di lavoro

Tabella 6 Workflow Tubes and Labels, n. codice 15071543

Nome dell'item sull'etichetta	Numero degli item nel kit	Conservazione
Label (LBL)–Plate Barcode (Etichetta - codice a barre piastra)	9	Tra 15 °C e 30 °C
Label (LBL)–Deep-well Plate Barcode (Etichetta - codice a barre piastra con pozzetti profondi)	12	Tra 15 °C e 30 °C
Tube (TB)–Empty Pooling Tube (Provetta - provetta di raggruppamento in pool vuota)	5	Tra 15 °C e 30 °C

Reagenti non forniti

Reagenti richiesti, non forniti

- Reagenti e materiali di consumo per il sequenziamento richiesti per il sistema di sequenziamento di nuova generazione (NGS, Next-Generation Sequencing)
- Acqua priva di DNasi/RNasi certificata
- Etanolo, 100% (200 proof), per biologia molecolare

NOTA L'etanolo non per biologia molecolare può potenzialmente incidere negativamente sulle prestazioni del saggio.

Reagenti facoltativi, non forniti

- Soluzione salina tamponata con fosfato Dulbecco (DPBS) per controllo non templato (NTC)

Conservazione e manipolazione

1. Per temperatura ambiente si intende la temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
2. Tutti i reagenti devono essere utilizzati solo una volta. Tutti i reagenti preparati per l'uso dovrebbero essere utilizzati immediatamente.
3. Se la confezione o i contenuti di VeriSeq NIPT Solution sono danneggiati o compromessi, contattare l'Assistenza clienti Illumina.
4. I reagenti sono stabili se conservati come indicato fino alla data di scadenza indicata sulle etichette dei kit. Per le condizioni di conservazione, fare riferimento alla colonna Conservazione nelle tabelle contenute in [Reagenti a pagina 6](#). Non utilizzare i reagenti scaduti.
5. Cambiamenti nell'aspetto fisico dei reagenti forniti possono indicare un deterioramento dei materiali. Non utilizzare i reagenti in caso di cambiamenti nell'aspetto fisico (ad es., variazioni evidenti nel colore del reagente oppure opacità visibile con contaminazione microbica).
6. Attenersi alle migliori pratiche seguenti quando si gestiscono Sample Purification Beads (Microsfere purificazione campione):
 - Non congelare mai le microsfere.
 - Prima dell'uso, portare le microsfere a temperatura ambiente.
 - Immediatamente prima dell'uso, agitare bene le microsfere con un vortex fino ad ottenere una corretta sospensione e il colore appare omogeneo.

7. Lysis Buffer (Tampone di lisi), Wash Buffer I (Tampone di lavaggio I), Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II), Elution Buffer (Tampone di eluizione) e Proteinase Buffer (Tampone proteasi) possono formare precipitati o cristalli. Prima dell'uso, agitare energicamente con un vortex, quindi ispezionare visivamente per accertarsi che non vi sia presenza di precipitati.
8. Non congelare mai il sangue intero dopo la raccolta.
9. Sequenziare le librerie il prima possibile dopo il raggruppamento in pool. Le librerie raggruppate sono stabili per un massimo di sette giorni a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C. Se per questo periodo le librerie vengono conservate a queste condizioni, non è richiesta ulteriore denaturazione.

Apparecchiature e materiali

Apparecchiature e materiali richiesti, non forniti

Apparecchiature richieste, non fornite

Apparecchiatura	Fornitore
Un sistema di sequenziamento di nuova generazione (NGS) dotato delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Sequenziamento paired-end da 2 x 36 bp • Compatibile con gli adattatori doppio indice di VeriSeq NIPT Sample Prep • Generazione automatica di file BCL • Chimica a due canali • 400 milioni di letture paired-end per corsa • Compatibile con VeriSeq NIPT Assay Software v2 o con un sistema di sequenziamento NextSeq 550Dx 	Fornitore di strumenti o Illumina, n. codice 20005715
Congelatore, tra -25 °C e -15 °C	Fornitore di laboratorio generico
Microcentrifuga	Fornitore di laboratorio generico
Dosatore pipette	Fornitore di laboratorio generico
Frigorifero, temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C	Fornitore di laboratorio generico
Pipette a singolo canale da 20 µl	Fornitore di laboratorio generico
Pipette a singolo canale da 200 µl	Fornitore di laboratorio generico
Pipette a singolo canale da 1.000 µl	Fornitore di laboratorio generico
Vortex	Fornitore di laboratorio generico

Apparecchiatura	Fornitore
-----------------	-----------

Centrifuga e gruppo rotore per le provette di raccolta del sangue

<p>Equivalentente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrifuga refrigerata dotata di 1.600 × g senza opzione di arresto • Rotore bacinelle oscillanti con bacinelle • Inserti bacinelle, capacità di 24, 48, o 96 provette, profondità minima di 76 mm • Adattatori inserti per supportare provette di raccolta del sangue da 16 x 100 mm <p>Raccomandati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrifuga della serie Allegra X12R, 1.600 g • Rotore con bacinelle per la centrifuga Allegra GH-3.8 • Coperchi per bacinelle per la centrifuga Allegra, set di due • Gruppo adattatore per la centrifuga Allegra, 16 mm, set di quattro 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Beckman Coulter, n. prodotto 392304 (120 V o 230 V)</p> <p>Beckman Coulter, n. prodotto 369704</p> <p>Beckman Coulter, n. prodotto 392805</p> <p>Beckman Coulter, n. prodotto 359150</p>
--	--

Centrifuga e gruppo rotore per micropiastre

<p>Equivalentente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrifuga da 5.600 × g • Rotore piastra oscillante con portapiastre da 96 pozzetti, profondità minima di 76,5 mm • Multifuge X4 Pro-MD 120 V TX-1000BT • Centrifuga Sorvall Legend XTR <p>Rotore micropiastre HIGHPlate 6000</p> <p>Rotore HIGHPlate 6000</p> <p>Base di supporto per micropiastre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandati: <ul style="list-style-type: none"> • Base di supporto MicroAmp da 96 pozzetti • Portapiastra PCR da 96 pozzetti 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Thermo Scientific VWR, numero di catalogo 76326-254</p> <p>Thermo Fisher Scientific, n. di catalogo 75004521 (120 V) o n. di catalogo 75004520 (230 V)</p> <p>Thermo Fisher Scientific, n. di catalogo 75003606</p> <p>Thermo Scientific VWR, numero di catalogo 97040-244</p> <p>Thermo Fisher Scientific, n. di catalogo 4379590</p> <p>Thermo Fisher Scientific, n. di catalogo AB-0563/1000</p>
--	---

Apparecchiatura	Fornitore
<p>Uno dei seguenti lettori per micropiastre, o equivalente, (fluorimetro) con SoftMax Pro v6.2.2 o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemini XPS SpectraMax M2, M3, M4 e M5 <ul style="list-style-type: none"> Insero viola incluso con il lettore per micropiastre da utilizzare nel flusso di lavoro 	<p>Molecular Devices, n. di catalogo XPS</p> <p>Molecular Devices, n. di catalogo M2, M3, M4 e M5</p>
<p>USB ad elevata velocità SpectraMax, adattatore seriale</p>	<p>Molecular Devices, n. di catalogo 9000-0938</p>
<p>Ciclatore termico dotato delle seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coperchio riscaldato Intervallo di temperatura da 4 °C a 98 °C Accuratezza temperatura ± 2 °C Rampa minima di 2 °C per secondo Compatibile con la piastra per PCR a 96 pozzetti Twin.tec, fully skirted 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>
<p>VeriSeq NIPT Microlab STAR</p>	<p>Hamilton, n. codice 95475-01 (115 V), n. codice 95475-02 (230 V) o n. codice 806288 (per Hamilton Company Bonaduz)</p>
<p>VeriSeq Onsite Server v2 o un aggiornamento di VeriSeq Onsite Server</p>	<p>illumina, n. codice 20028403 o 20047000 (v2) o n. codice 15076164 o n. codice 20016240 (aggiornato)</p>
<p>Se si utilizza un sistema di sequenziamento NextSeq 550Dx:</p> <ul style="list-style-type: none"> NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5, 75 cycles 	<p>illumina, n. codice 20028870</p>

Apparecchiature facoltative, non fornite

Apparecchiatura	Fornitore
<p>Sistema per l'estrazione dei tappi Pluggo</p>	<p>LGP Consulting, n. di catalogo 4600 4450</p>
<p>Piastra di convalida fluorescente SpectraMax SpectraTest FL1</p>	<p>Molecular Devices, n. di catalogo 0200-5060</p>
<p>Revolver/Rotator per provette, provette da 15 ml, 40 giri/min, 100-240 V</p>	<p>Thermo Scientific, n. di catalogo 88881001 (USA) o n. di catalogo 88881002 (UE)</p>

Materiali richiesti, non forniti

Materiale di consumo	Fornitore
Punte filtro non sterili conduttive da 1.000 µl	Hamilton, n. di catalogo 235905
Punte filtro non sterili conduttive da 300 µl	Hamilton, n. di catalogo 235903
Punte filtro non sterili conduttive da 50 µl	Hamilton, n. di catalogo 235948
<p>Serbatoi per pozzetti profondi con le specifiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micropiastra SLAS 1–2004 nel formato a 96 pozzetti con fondo piramidale o conico e con capacità minima di 240 ml. • Polipropilene con preferenza per legame basso di DNA per tutte le superfici a contatto con il campione. • Le dimensioni interne (livello del liquido) sono compatibili con l'aspirazione automatica e con le fasi di erogazione di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Le dimensioni di altezza sono compatibili con i movimenti automatizzati di VeriSeq NIPT Microlab STAR. 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Serbatoi compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corning Axygen, n. prodotto RES-SW96-HP-SI • Agilent, prodotto n. 201246-100
<p>Provetta di reagente con le specifiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provetta che si posiziona correttamente, senza esercitare forza, nel dispositivo di trasporto di VeriSeq NIPT Microlab STAR con fondo allungato e una capacità minima di 20 ml. • Polipropilene privo di RNasi/DNasi. • Le dimensioni interne (livello del liquido) generano livelli di liquidi utilizzando i volumi dei reagenti e sono compatibili con l'aspirazione automatica e con le fasi di erogazione di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Le dimensioni di altezza sono compatibili con i movimenti automatizzati di VeriSeq NIPT Microlab STAR. 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Provette compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roche, n. prodotto 03004058001

Materiale di consumo	Fornitore
<p>Piastre a pozzetti profondi con le specifiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micropiastra SLAS 1–2004, 3–2004 e 4–2004 nel formato a 96 pozzetti con fondo piramidale o conico e con capacità minima di 2 ml. • Polipropilene traslucido con preferenza per materiale a legame basso di DNA per tutte le superfici a contatto con il campione. • Le dimensioni del pozzetto generano un livello del liquido compatibile con l'aspirazione automatica e con le fasi di erogazione di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Piastra skirted che consenta il posizionamento di codici a barre delle piastre nella posizione richiesta e che aderiscano alla superficie in modo sicuro e senza pieghe. • Telaio resistente alla torsione in grado di sostenere un minimo di 5.600 x g. • Le dimensioni di altezza della piastra sono compatibili con i movimenti automatizzati di VeriSeq NIPT Microlab STAR. 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Piastre compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eppendorf, n. codice 0030505301 • Eppendorf, n. codice 30502302 • USA Scientific, n. parte 1896-2000
<p>Piastra a 384 pozzetti con le specifiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micropiastra con 384 pozzetti, ottimizzata per volumi bassi, con una capacità minima per pozzetto di 50 µl. • Polistirene nero opaco con blocco luce e legame basso di DNA per tutte le superfici a contatto con il campione. • Le dimensioni del pozzetto generano livelli del liquido compatibili con l'aspirazione automatica e con le fasi di erogazione di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Le dimensioni di altezza della piastra sono compatibili con i movimenti automatizzati di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Piastra skirted che consenta il posizionamento di codici a barre delle piastre nella posizione richiesta e che aderiscano alla superficie in modo sicuro e senza pieghe. 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Piastre compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corning, n. prodotto 3820

Materiale di consumo	Fornitore
<p>Piastra a 96 pozzetti con le specifiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micropiastra con telaio resistente alla torsione in grado di sostenere un minimo di 5.600 x g e 96 pozzetti traslucidi con fondo allungato, bordi sollevati e una capacità minima per pozzetto di 150 µl. • Polipropilene privo di RNasi/DNasi con legame basso di DNA per tutte le superfici a contatto con il campione. • Le dimensioni del pozzetto generano livelli del liquido compatibili con l'aspirazione automatica e con le fasi di erogazione di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Le dimensioni di altezza della piastra sono compatibili con i movimenti automatizzati di VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Piastra skirted che consenta il posizionamento di codici a barre delle piastre nella posizione richiesta e che aderiscano alla superficie in modo sicuro e senza pieghe. • Compatibile con ciclatori termici per la denaturazione. 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p> <p>Piastre compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eppendorf, n. codice 0030129512 • Eppendorf, n. codice 30129580 • Eppendorf, n. codice 30129598 • Eppendorf, n. codice 30129660 • Eppendorf, n. codice 30129679 • Bio-Rad, n. codice HSP9601
<p>Uno dei seguenti sigilli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigillo con microsigillo 'F' • Sigilli in alluminio 	<p>Bio-Rad, n. di catalogo MSF1001 Beckman Coulter, n. prodotto 538619</p>
<p>Cell-Free DNA BCT CE</p>	<p>Streck, n. di catalogo 218997</p>
<p>Tappi a pressione</p>	<p>Sarstedt, n. ordine 65.802</p>
<p>Provette con tappo avvitabile, 2 ml</p>	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>
<p>Punte filtro da 20 µl per pipettatore da 20 µl</p>	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>
<p>Punte filtro da 200 µl per pipettatore da 200 µl</p>	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>
<p>Punte filtro da 1.000 µl per pipettatore da 1.000 µl</p>	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>
<p>Equivalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uno spray a base alcolica per disinfezione rapida • Una soluzione di detergente disinfettante <p>Raccomandata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acqua deionizzata ed etanolo al 70% 	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>

Materiali facoltativi, non forniti

Materiale di consumo	Fornitore
<p>Soluzione salina tamponata con fosfato Dulbecco (DPBS) per controllo non templato (NTC)</p>	<p>Fornitore di laboratorio generico</p>

Materiale di consumo	Fornitore
Provetta, tappo avvitabile, 10 ml (solo per i campioni di controllo)	Sarstedt, n. ordine 60.551
Provetta, tappo avvitabile, 50 ml	Fornitore di laboratorio generico
Pipette sierologiche da 25 ml	Fornitore di laboratorio generico
Pipette sierologiche da 10 ml	Fornitore di laboratorio generico

Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni



ATTENZIONE

Manipolare tutti i campioni come agenti potenzialmente infettivi.

- I campioni di sangue intero di 7-10 ml devono essere raccolti nelle provette Streck Cell-Free DNA BCT.
- Il trasporto di sangue intero deve essere conforme alle regolamentazioni applicabili per il trasporto di agenti eziologici. Si raccomandano metodi di spedizione/trasporto veloci.
- Durante il trasporto, conservare a una temperatura compresa tra 4 °C e 30 °C. Una volta ricevuti i campioni, conservarli a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C fino al momento dell'utilizzo. Il tempo che deve trascorrere tra la raccolta del sangue e l'isolamento iniziale del plasma non deve superare i cinque giorni.
- In caso sia necessario ripetere l'analisi, i campioni da conservare per la successiva elaborazione possono essere ritappati e conservati a 4 °C per ulteriori cinque giorni (per un massimo totale di 10 giorni dopo la raccolta del sangue).



ATTENZIONE

Se le condizioni di conservazione sopra indicate non vengono rispettate possono incidere negativamente sulle percentuali di fallimenti del campione.

Avvertenze e precauzioni

- Questo saggio contiene proteasi K. L'inalazione, l'ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi possono causare lesioni personali. Utilizzare il saggio in un'area ben ventilata, indossare indumenti protettivi, evitare di inalare la polvere e smaltire eventuali contenitori e contenuti non utilizzati in conformità agli standard di sicurezza pertinenti in vigore nella propria area.
- Questo saggio contiene guanidina cloridrato. L'inalazione, l'ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi possono causare lesioni personali. Utilizzarlo in un'area ben ventilata, indossare indumenti protettivi e smaltire eventuali contenitori e contenuti non utilizzati in conformità agli standard applicabili di sicurezza in vigore localmente.

- Questo saggio contiene 2-propanolo, un composto chimico infiammabile. Tenere lontano da calore e fiamme aperte. L'inalazione, l'ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi possono causare lesioni personali. Utilizzarlo in un'area ben ventilata, indossare indumenti protettivi e smaltire eventuali contenitori e contenuti non utilizzati in conformità agli standard applicabili di sicurezza in vigore localmente.
- Questo saggio contiene dimetilsolfossido, un liquido corrosivo e combustibile. L'inalazione, l'ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi possono causare lesioni personali. Utilizzarlo in un'area ben ventilata, indossare indumenti protettivi e smaltire eventuali contenitori e contenuti non utilizzati in conformità agli standard applicabili di sicurezza in vigore localmente.
- Per impedire la formazione di gas dannosi, non smaltire i residui dell'estrazione di cfDNA (contiene cloruro di guanidinio) con residui che contengono candeggina (ipoclorito di sodio).
- Manipolare tutti i campioni come contenenti agenti potenzialmente infettivi.
- Adottare le normali precauzioni di laboratorio. Non pipettare con la bocca. Non mangiare, bere o fumare nelle aree designate per il lavoro. Manipolare i campioni e i reagenti del saggio indossando guanti e indumenti da laboratorio monouso. Dopo aver maneggiato i campioni e i reagenti del saggio lavarsi bene le mani.
- Non utilizzare i componenti del saggio oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta della scatola del saggio. Non scambiare i componenti di diversi lotti di saggi. I lotti dei saggi sono identificati sull'etichetta della scatola del saggio. Conservare i componenti del saggio alla temperatura indicata.
- Per impedire la degradazione del campione o del reagente, assicurarsi che tutti i vapori di ipoclorito di sodio prodotti dalla pulizia siano stati dissipati completamente prima di avviare il protocollo.
- In caso contrario le procedure indicate potrebbero fornire risultati errati o una significativa riduzione nella qualità del campione.
- Riferire immediatamente qualsiasi incidente serio relativo a questo prodotto a Illumina e alle autorità competenti degli stati membri nei quali l'utente e il paziente sono residenti.
- Per informazioni ambientali, di salute e di sicurezza, fare riferimento alle schede di sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) all'indirizzo Web support.illumina.com/sds.html.

Note sulla procedura

Evitare la contaminazione

- Utilizzare punte pulite e materiali di consumo puliti per apparecchiature di laboratorio.
- Utilizzare punte dotate di barriera aerosol per ridurre il rischio di carry-over e di contaminazione incrociata da campione a campione.
- A causa della possibile contaminazione, prestare estrema cura affinché tutti i contenuti del pozzetto rimangano completamente nel pozzetto. Non far schizzare il contenuto. Centrifugare consentendo qualsiasi fase di vortex necessaria.

- Attenersi alle regolamentazioni applicabili per la pratica e l'igiene di laboratorio corrette quando si manipola sangue o derivati del sangue.
- Durante la preparazione delle librerie, non utilizzare spray aerosol con candeggina. Tracce di contaminazione da candeggina possono portare al fallimento del saggio.
- Quando viene tolto il sigillo dalle piastre, posizionare con cura la piastra su una superficie solida e piana, afferrandola con decisione. Rimuovere lentamente il sigillo assicurandosi che non entri in contatto con i pozzetti esposti. Prestare attenzione a non toccare i pozzetti esposti o ad alterare i contenuti. La contaminazione incrociata tra i pozzetti potrebbe generare risultati errati.

Pulizia del piano di VeriSeq NIPT Microlab STAR

- Prima dell'utilizzo, ispezionare il piano e verificare che sia pulito. Almeno una volta alla settimana, eseguire la manutenzione settimanale e attenersi a queste istruzioni di pulizia.
- Rimuovere tutti i dispositivi di trasporto e pulire con uno spray a base alcolica per disinfezione rapida composto di acqua deionizzata ed etanolo al 70% e lasciarli asciugare. Se risultano ancora particolarmente sporchi, immergerli in una soluzione di detergente disinfettante, sciacquare con il disinfettante a base alcolica e lasciarli asciugare.
- Aprire il coperchio anteriore e pulire il piano con un panno saturato con acqua deionizzata ed etanolo al 70%. Verificare in particolare la pulizia dei blocchi di scorrimento.
- Rimuovere il collettore del sistema di vuoto di base (BVS, Basic Vacuum System) e pulire il collettore, la guarnizione e i compartimenti interni di BVS con un panno. Evitare di pulire la guarnizione con etanolo in quanto potrebbe rendere fragile il materiale.
- Svuotare lo scarico delle punte per la testata a 96 punte CORE e il canale indipendente.
- Rimuovere la piastra di eiezione delle punte del canale indipendente della stazione di scarico delle punte e pulirla: nebulizzare acqua deionizzata ed etanolo al 70% direttamente sulla superficie e pulirla. Mettere un nuovo sacchetto di plastica sul telaio e riattaccarlo. Rimettere in posizione la piastra di eiezione delle punte del canale indipendente.
- Nebulizzare acqua deionizzata ed etanolo al 70% direttamente sulla superficie della scatola di scarico della testata a 96 punte CORE e sullo scivolo di scarico e pulirle.
 - Se l'accumulo è difficile da rimuovere dagli scarichi delle punte, pulire con un panno inumidito con acqua priva di DNasi/RNasi fino alla rimozione dell'accumulo. Smaltire correttamente il panno. Procedere con la sterilizzazione con un disinfettante a base alcolica.
- Inumidire un panno che non lascia residui o cotton fioc con etanolo al 70%. Tamponare la finestrella dello scanner laser del lettore di codici e barre. Utilizzando lo stesso panno o cotton fioc, pulire ogni pozzetto dell'adattatore portacelle CPAC. Se si utilizza un panno, premere il panno in ciascun pozzetto dell'adattatore utilizzando la parte posteriore di una penna per assicurarsi di pulire correttamente l'interno del pozzetto.

- Pulire i canali indipendenti:
 - Sui canali indipendenti, pulire i manicotti di eiezione delle punte (parte esterna dei canali di pipettamento) con un panno che non lascia residui ben imbevuto di acqua deionizzata ed etanolo al 70%. Vedere *Hamilton Microlab STAR Reference Guide, documento n. 15070074* (Guida di consultazione di Hamilton Microlab STAR).
 - Pulire i dischi di arresto e gli O-ring della testata di pipettamento (parte esterna dei canali di pipettamento) con un panno che non lascia residui ben imbevuto di acqua deionizzata ed etanolo al 70%.
- Pulire la testata a 96 punte CORE:
 - Utilizzando lo stesso panno che non lascia residui ben imbevuto di acqua deionizzata ed etanolo al 70%, pulire l'alloggiamento della testata a 96 punte e la parte inferiore dei dischi di arresto.
 - Utilizzando lo stesso panno che non lascia residui o un pezzo di panno ben imbevuto di acqua deionizzata ed etanolo al 70%, pulire, come con un filo interdentale, i lati dei canali delle pipette della testata a 96 punte per pulire gli O-ring. Ripetere questa procedura per ogni canale delle pipette sulla testata a 96 punte.
- Nebulizzare il coperchio superiore e laterale con acqua deionizzata ed etanolo al 70% e asciugarli.
- Pulire il nastro di protezione Autoload con un panno ben imbevuto di acqua deionizzata ed etanolo al 70% e pulire senza esercitare pressione.
- Quando il piano e i componenti sono completamente asciutti, riposizionare i dispositivi di trasporto.

NOTA La pulizia e la manutenzione inappropriate di ML STAR possono risultare in contaminazione incrociata e scarse prestazioni del saggio.

Controllo qualità

Il materiale di controllo con caratteristiche delle prestazioni note potrebbe essere valutato per rilevare le differenze nell'elaborazione e nelle procedure tecniche del laboratorio.

L'elaborazione di un campione di controllo o di un controllo non templatato riduce il numero totale di campioni di sangue materno non noti che possono essere elaborati con ciascuna preparazione dei campioni.

Non superare il numero di due campioni NTC per un batch di 24 o 48 campioni oppure quattro campioni NTC per un batch di 96 campioni.

Istruzioni per l'uso

Suggerimenti e tecniche

Se il protocollo non specifica un punto di arresto sicuro, passare immediatamente al passaggio successivo.

Assegnazione dei codici a barre alle piastre

- I codici a barre delle piastre fully skirted iniziano con PL.
- I codici a barre delle piastre con pozzetti profondi iniziano con DW.
- Applicare i codici a barre alle piastre fully skirted e alle piastre con pozzetti profondi sul lato accanto alla colonna 12.
- Caricare le piastre con i codici a barre rivolti verso destra per permettere la scansione automatizzata.

Mettere e togliere il sigillo alla piastra

- Prestare estrema attenzione per evitare la contaminazione incrociata: non deve essere presente liquido nella parte inferiore del sigillo.
 - Assicurarsi che la parte inferiore ed esposta del sigillo non entri in contatto con i pozzetti esposti.
 - Prestare attenzione a non toccare i pozzetti esposti.
- Sigillare sempre la piastra a 96 pozzetti prima di eseguire le seguenti fasi nel protocollo:
 - Fasi della centrifuga.
 - Fasi del ciclatore termico.
- Per sigillare la piastra, applicare un sigillo alla piastra, quindi sigillare. Assicurarsi che venga applicata pressione sull'intera piastra e che il sigillo sia ben saldo su ciascun singolo pozzetto.
- Prima di togliere il sigillo dalla piastra, eseguire quanto segue:
 - Centrifugare brevemente la piastra a 96 pozzetti a 1.000 × g per 20 secondi.
 - Posizionare la piastra su una superficie piana, quindi rimuovere lentamente il sigillo.

VeriSeq NIPT Microlab STAR

- Prima dell'utilizzo, eseguire e documentare la manutenzione richiesta in base alle istruzioni del fabbricante.
- Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate. Monitorare l'interfaccia software VeriSeq NIPT Workflow Manager v2 per i suggerimenti e le istruzioni per l'operatore.
- Mantenere il coperchio anteriore in posizione durante il funzionamento.
- Mantenere il piano libero da ogni oggetto durante il funzionamento.
- Se durante un evento di gestione dell'errore viene visualizzato il pulsante **Exclude** (Escludi), non selezionare questa opzione in nessuna circostanza. Se il metodo non può proseguire in presenza dell'evento di gestione dell'errore o è disponibile un numero limitato di opzioni di gestione dell'errore, interrompere la corsa.
- Durante le fasi di vuoto della piastra, se indicato da VeriSeq NIPT Workflow Manager v2, contribuire manualmente alla formazione del vuoto tra la piastra e il collettore del vuoto.
- Consentire al sistema di eliminare automaticamente le punte dall'adattatore. Non rimuovere manualmente le punte se non suggerito dal software.
- Rimuovere i reagenti usati e i materiali di consumo usati come suggerito da Workflow Manager.

- Vuotare le damigiane dello scarico del vuoto quotidianamente. Il contenuto della prima damigiana non dovrebbe superare la metà. La fuoriuscita dello scarico del vuoto può danneggiare la pompa del vuoto e ridurre il vuoto applicato del sistema.
- Per batch da 24, 48 e 96 campioni, caricare un rack pieno di punte a otto canali singolarmente contaminate prima di avviare il metodo.

Elaborazione dei campioni

Procedura

1. Completare le fasi seguenti per ogni aliquota:
 - a. Centrifugare i campioni dotati di codice a barre a 1.600 × g per 10 minuti a 4 °C con il freno disinserito.
 - b. Quando la centrifuga si arresta completamente, rimuovere le provette di campione. Dopo la centrifugazione, iniziare l'isolamento del plasma entro 15 minuti. Se sono passati più di 15 minuti, centrifugare di nuovo.
2. Controllare l'idoneità del campione contenuto in ogni provetta verificando i seguenti aspetti:
 - Il volume di campione è il volume previsto.
 - Gli strati di globuli rossi e plasma dei campioni sono nettamente separati e visibili dopo la centrifugazione.
 - Il livello del plasma è di almeno 1,5 ml sopra lo strato leucocitario-piastrinico.
 - Il campione non è particolarmente emolizzato (ossia, il plasma non appare di colore rosso intenso).
 - Il campione non è lipemico (ossia, il plasma non appare bianco torbido o lattiginoso opaco).
 - Il campione non presenta coaguli.



ATTENZIONE

I campioni che sono stati conservati o manipolati in modo errato non sono utilizzabili. Se durante il flusso di lavoro vengono elaborati campioni non adatti, questi possono ostruire la piastra di legame durante le estrazioni e causare fuoriuscite di campione nei pozzetti adiacenti.

3. Stappare le provette e caricarle nel portaprovette. Caricare tutti i campioni e qualsiasi controllo del plasma per il batch.



ATTENZIONE

Se durante un evento di gestione dell'errore viene visualizzata l'opzione Exclude (Escludi), non selezionarla. Se il metodo non può proseguire in presenza dell'evento di gestione dell'errore ed è disponibile un numero limitato di opzioni di gestione dell'errore, interrompere la corsa.

Isolamento del plasma

Preparazione

1. Etichettare una piastra con pozzetti profondi Intermediate Plasma (Plasma intermedia) e applicare un codice a barre della piastra.
2. Etichettare una piastra con pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale) e applicare un codice a barre della piastra.
3. Per batch da 24, 48 e 96 campioni, caricare un rack pieno di punte a otto canali singolarmente contaminate prima di avviare il metodo.



ATTENZIONE

Assicurarsi di utilizzare il tipo di piastra corretta per le piastre Intermediate Plasma (Plasma intermedio) e Final Plasma (Plasma finale). L'utilizzo di un serbatoio con pozzetti profondi invece di una piastra con pozzetti profondi porta all'amalgamazione del campione e può fornire risultati errati.

Procedura

1. Aprire AppLauncher, quindi selezionare **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT).
2. Inserire un Batch ID (ID batch) e un nome utente unici, quindi selezionare **OK** (Ok).
Batch ID (ID batch) può contenere ≤ 26 caratteri. Utilizzare numeri, lettere, trattini bassi (_) o trattini (-).
Ad esempio: 2025-10-16_Batch3.
Batch ID (ID batch) non è sensibile alle maiuscole e alle minuscole. I Batch ID (ID batch) sensibili alle maiuscole e alle minuscole non sono considerati unici.
I nomi dei batch devono essere unici e non devono differire solo nei caratteri maiuscoli. Ad esempio, i nomi dei batch Batch01 e batch01 non sono unici. La stessa regola si applica ai nomi di Sample ID (ID campione).
3. Selezionare **New Batch** (Nuovo batch).
4. Dopo l'avvio, selezionare **OK** (Ok) per avviare l'isolamento del plasma.
5. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per caricare un foglio campioni esistente, selezionare il foglio campioni associato con il batch, quindi selezionare **OK** (Ok).
 - Per procedere senza caricare un foglio campioni, selezionare **No Sample Sheet** (Nessun foglio campioni).Per informazioni sulla creazione di un foglio campioni, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

NOTA Il tipo di campione, singolo o gemellare, deve essere registrato correttamente per ciascun campione per assicurare l'analisi accurata dei dati. Se viene scelto **No Sample Sheet** (Nessun foglio campioni), assicurarsi che siano stati impostati i valori predefiniti del campione negli strumenti di servizio di Workflow Manager. Per maggiori informazioni, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

6. Selezionare la dimensione del batch, quindi selezionare **OK** (Ok).
7. Selezionare il numero di controlli non templati (NTC), quindi selezionare **OK** (Ok).
Gli slot NTC sono sempre gli ultimi slot selezionati. Ad esempio, con due NTC in una corsa con 24 campioni, le posizioni 23 e 24 sono NTC.
8. Confermare che tutti i codici a barre siano stati assegnati e caricare i campioni, le punte e le piastre (codice a barre rivolto verso destra) sul dispositivo di trasporto.

9. Selezionare **OK** (Ok) dopo ogni avviso di caricamento.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Punta	7-12	Punte da 1.000 µl	5
			Punte da 1.000 µl (solo batch da 96)	4, 5
	Provetta	15	Provette con campioni di sangue preparate 1-24 (per tutte le dimensioni di batch)	1-24
	Provetta	16	Provette con campioni di sangue preparate 25-48 (solo per batch da 48 e 96)	25-48
	Provetta	17	Provette con campioni di sangue preparate 49-72 (solo per batch da 96)	49-72
	Provetta	18	Provette con campioni di sangue preparate 73-96 (solo per batch da 96)	73-96
	Multiflex	19-24	Svuotare la piastra con pozzetti profondi, Final Plasma (Plasma finale) - dotata di codici a barre	4
	Multiflex	19-24	Svuotare la piastra con pozzetti profondi, Intermediate Plasma (Plasma intermedio) - dotata di codici a barre	5
	Reagente	47	[Facoltativo] Soluzione salina tamponata con fosfato Dulbecco (DPBS) per controllo non templato (NTC)	5

10. Assicurarsi che i dispositivi di trasporto, le apparecchiature di laboratorio e i reagenti siano caricati correttamente.
11. Sulla schermata Pre-Spin Deck Verification (Verifica del piano pre-centrifuga), selezionare **OK** (Ok).
12. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.
13. Quando suggerito da Workflow Manager, assicurarsi che il piano di caricamento di ML STAR non presenti ostruzioni in modo da permettere a ML STAR di scaricare i dispositivi di trasporto.
14. Selezionare **Unload** (Scarica) per scaricare il piano.

15. Rimuovere la piastra con pozzetti profondi Intermediate Plasma (Plasma intermedio) nel modo seguente.
 - a. Ispezionare la piastra per verificare che i volumi in ciascun pozzetto siano coerenti (nessun errore di pipetta). Il volume previsto è 1.000 µl.
 - b. Annotare qualsiasi incoerenza e registrarla al completamento della procedura Isolamento del plasma.
 - c. Sigillare la piastra, caricare i campioni in modo bilanciato e centrifugare a 5.600 × g per 10 minuti con il freno disinserito o all'impostazione più bassa.
16. Selezionare **Yes** (Sì) per passare alla fase finale Plasma Preparation (Preparazione del plasma).
17. Rimuovere il sigillo della piastra e ricaricare la piastra sul dispositivo di trasporto.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Multiflex	19-24	Piastra con pozzetti profondi Intermediate Plasma (Plasma intermedio)	5

18. Selezionare la casella di controllo **Intermediate Plasma plate has been spun** (La piastra plasma intermedio è stata fatta ruotare), quindi selezionare **OK** (Ok).
19. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.
20. Quando suggerito da Workflow Manager, assicurarsi che il piano di caricamento di ML STAR non presenti ostruzioni in modo da permettere a ML STAR di scaricare i dispositivi di trasporto.
21. Selezionare **Unload** (Scarica) per scaricare il piano.
22. Quando suggerito da Workflow Manager, svuotare il dispositivo di trasporto e il piano.
23. Rimuovere la piastra con pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale).
24. Ispezionare la piastra per verificare i seguenti errori:
 - Volumi incoerenti in ciascun pozzetto. Volume previsto di 900 µl.
 - Pellet cellulari visibili.
 - Eccessiva emolisi.

In caso di pellet cellulare visibilmente anomalo o eccessiva emolisi, invalidare il campione interessato al termine del metodo Plasma Isolation (Isolamento del plasma) o utilizzare Batch Manager. Per maggiori informazioni su Batch Manager, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.
25. Quando suggerito da Workflow Manager, selezionare **OK** (Ok).
26. Inserire i commenti sui pozzetti interessati, quindi selezionare **OK** (Ok).
27. Eseguire una delle operazioni seguenti.
 - Per passare a cfDNA Extraction (Estrazione di cfDNA), selezionare **Yes** (Sì).
 - Per arrestare, selezionare **Exit** (Esci).

PUNTO DI ARRESTO SICURO

Nel caso si esegua un arresto, sigillare la piastra Final Plasma (Plasma finale) e conservare a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C per un massimo di sette giorni.

Estrazione di cfDNA

Preparazione

1. Esaminare visivamente le scatole Extraction Box (Scatola di estrazione) e Accessory Box (Scatola accessori) per accertarsi che il kit non sia scaduto.
2. Preparare i seguenti reagenti. Etichettare le provette dei serbatoi e i serbatoi con pozzetti profondi con il nome dei reagenti.

Reagente	Conservazione	Istruzioni
Piastra a pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale)	Tra 2 °C e 8 °C	Se precedentemente conservata, lasciare trascorrere 30 minuti per portarla a temperatura ambiente. Centrifugare a 1.000 × g per 20 secondi. Prima dell'utilizzo, togliere il sigillo dalla piastra con pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale).

3. Aggiungere lentamente 3,75 ml di Proteinase Buffer (Tampone proteasi) a ciascuna provetta di reagente di Proteinase K (Proteasi K).
 - Preparare 3 provette per 24 e 48 campioni.
 - Preparare 4 provette per 96 campioni.
4. Tappare le provette di Proteinase K (Proteasi K) e utilizzare un vortex fino alla risospensione.



ATTENZIONE

Non contaminare il tappo in gomma. Se altre sostanze si depositano sul tappo in gomma, queste contamineranno i campioni futuri.

5. Raggruppare in pool Proteinase K (Proteasi K) da tutte le provette in una provetta di reagente ed etichettarla come Proteinase K (Proteasi K).
6. Aggiungere 100 ml di EtOH al 100% a ciascun flacone di reagente Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II).
 - Preparare 1 flacone per 24 e 48 campioni.
 - Preparare 2 flaconi per 96 campioni.
7. Capovolgere i flaconi di Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II) per miscelarli.
8. Spuntare le caselle di controllo sui flaconi di Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II).

9. Etichettare una nuova piastra fully skirted Intermediate (Intermedia) e applicare un codice a barre della piastra.
10. Etichettare una nuova piastra fully skirted cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA) e applicare un codice a barre della piastra.
11. Etichettare una nuova piastra fully skirted Extraction Intermediate (Estrazione intermedia) e applicare un codice a barre della piastra.
12. Applicare un codice a barre della piastra alla piastra DNA Binding (Legame del DNA).
13. Applicare un sigillo ai pozzetti non utilizzati per batch da 24 e 48 campioni.
14. Preparare una soluzione di pulizia di EtOH al 70% (EtOH al 70%, acqua priva di DNasi/RNasi al 30%) per pulire il sistema del vuoto.
15. Preparare il sistema del vuoto nel modo seguente.
 - a. Rimuovere il collettore del vuoto e pulire con EtOH al 70%.
Evitare di pulire la guarnizione con EtOH in quanto potrebbe rendere fragile il materiale.
 - b. Svuotare lo scarico del vuoto.
 - c. Assicurarci che il sistema del vuoto di ML STAR sia attivato.

Procedura

1. Selezionare **OK** (Ok) per avviare l'estrazione di cfDNA.
2. Se **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT) non è ancora aperto:
 - a. Aprire AppLauncher, quindi selezionare **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT).
 - b. Inserire Batch ID (ID batch) e il nome utente, quindi selezionare **OK** (Ok).
3. Caricare le punte sui portapunte nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).



ATTENZIONE

Prima di avviare un metodo per batch da 24, 48 e 96 campioni, aggiungere un rack pieno di punte a otto canali.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24	Punta	1-6	Punte da 1.000 µl	1
		7-12	Punte da 300 µl	1
48	Punta	1-6	Punte da 1.000 µl	1, 2
		7-12	Punte da 300 µl	1

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
96	Punta	1-6	Punte da 1.000 µl	1, 2, 3, 4
		7-12	Punte da 300 µl	1

4. Caricare le punte contate sul portapunte nel modo seguente.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Punta	49-54	Punte da 1.000 µl	1
			Punte da 300 µl	2
			Punte da 50 µl	3

5. Immettere la posizione della prima e dell'ultima punta per ciascun rack delle punte, quindi selezionare **OK** (Ok).
6. Eseguire la scansione dei codici a barre di Extraction Box (Scatola estrazione).
7. Immettere il nome utente o le iniziali dell'utente che ha preparato i reagenti, quindi selezionare **OK** (Ok).
8. Eseguire la scansione dei codici a barre di Accessory Box (Scatola accessori).
9. Immettere il nome utente o le iniziali dell'utente che ha preparato i reagenti, quindi selezionare **OK** (Ok).
10. Confermare che i codici a barre siano stati assegnati.
11. Se necessario, togliere il sigillo dalla piastra con pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale).

12. Caricare le piastre (codice a barre rivolto verso destra) sul portapiastre nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Multiflex	19-24	Nuova piastra fully skirted, Intermediate (Intermedia), dotata di codice a barre	1
			Nuova piastra fully skirted, cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA), dotata di codice a barre	2
			Nuova piastra a pozzetti profondi, Extraction Intermediate (Estrazione intermedia), dotata di codice a barre	4
			Piastra a pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale), dotata di codice a barre	5

13. Confermare che la piastra DNA Binding (Legame del DNA) disponga di codice a barre, quindi selezionare **OK** (Ok).
14. Per batch piastra parziali, applicare un sigillo per piastra sui pozzetti non utilizzati (le colonne 4-12 per i batch da 24 campioni e le colonne 7-12 per i batch da 48 campioni).
15. Caricare la piastra DNA Binding (Legame del DNA) sul collettore del vuoto con il codice a barre rivolto verso destra.
16. Prima di posizionare la piastra di legame sul collettore BVS, ispezionare visivamente i pozzetti per verificare che non siano presenti ostruzioni.
Questo può ostacolare il flusso di reagenti quando viene applicato il vuoto.
17. Se si utilizzano batch da 24 o 48 campioni, coprire i pozzetti non utilizzati e sigillarli. Selezionare la casella di controllo **Are DNA Binding Plate Columns Sealed?** (Le colonne della piastra di legame DNA sono sigillate?), quindi selezionare **OK** (Ok).

18. Caricare le provette di reagente sul portareagenti nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48	Reagente	47	16 ml di Elution Buffer (Tampone di eluizione)	1
			11 ml di Proteinase K (Proteasi K)	2
96	Reagente	47	16 ml di Elution Buffer (Tampone di eluizione)	1
			15 ml di Proteinase K (Proteasi K)	2

19. Trasferire i reagenti indicati nei serbatoi con pozzetti profondi, quindi caricare i serbatoi nei portapozzetti profondi nel modo seguente.

20. Selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48	Pozzetto profondo	39-44	125 ml di Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II)	1
			125 ml di Wash Buffer I (Tampone di lavaggio I)	2
			60 ml di EtOH al 100%	3
			100 ml di Lysis Buffer (Tampone di lisi)	4
			60 ml di acqua priva di DNasi/RNasi	5
96	Pozzetto profondo	39-44	200 ml di Wash Buffer II (Tampone di lavaggio II)	1
			125 ml di Wash Buffer I (Tampone di lavaggio I)	2
			100 ml di EtOH al 100%	3
			100 ml di Lysis Buffer (Tampone di lisi)	4
			100 ml di acqua priva di DNasi/RNasi	5

21. Attendere il completamento della verifica automatica del volume di reagente.

22. Confermare che lo scarico del vuoto sia vuoto (è consigliato che non superi la metà), quindi selezionare **OK** (Ok).
23. Confermare la posizione di tutti i dispositivi di trasporto, le apparecchiature di laboratorio e i reagenti, quindi selezionare **OK** (Ok) nella schermata Extraction Deck Verification (Verifica del piano di estrazione).
24. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.



È necessario invalidare manualmente le fuoriuscite di campione non rilevate dal sistema prima della contaminazione dei pozzetti adiacenti.

25. Al termine della fase finale di vuoto, rimuovere la piastra DNA Binding (Legame del DNA) e pulire la superficie inferiore con EtOH al 70%.
26. Sigillare eventuali pozzetti non coperti sulla piastra DNA Binding (Legame del DNA), quindi posizionare la piastra DNA Binding (Legame del DNA) sulla piastra a pozzetti profondi Final Plasma (Plasma finale).
27. Centrifugare il gruppo della piastra DNA Binding/Final Plasma (Legame del DNA/Plasma finale) a 5.600 × g per 10 minuti con il freno inserito.
28. Selezionare **OK** (Ok).
29. Durante la centrifugazione della piastra DNA Binding (Legame del DNA), completare la pulizia del sistema del vuoto:
 - a. Rimuovere il collettore del vuoto, quindi selezionare **OK** (Ok).
 - b. Attendere il completamento dell'eliminazione automatizzata dello scarico.
 - c. Pulire il collettore del vuoto e dentro il sistema del vuoto con EtOH al 70%, quindi sostituire il collettore del vuoto.
 - d. Selezionare la casella di controllo **Manifold is on Vacuum** (Collettore sotto vuoto) per avviare il trasferimento della piastra di eluizione sul collettore del vuoto, quindi selezionare **OK** (Ok).
30. Al termine della centrifugazione, togliere i sigilli dai pozzetti contenenti i campioni sulla piastra DNA Binding (Legame del DNA).
31. Posizionare la piastra DNA Binding (Legame del DNA) sopra la piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA) che si trova sul collettore del vuoto.
32. Caricare la piastra DNA Binding (Legame del DNA) con il codice a barre rivolto verso destra, quindi selezionare **OK** (Ok).
33. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.
34. Al termine della fase di incubazione, selezionare la casella di controllo **Plates are assembled as indicated** (Le piastre sono assemblate come indicato). Confermare che il gruppo della piastra DNA Binding/cfDNA Elution (Legame del DNA/Eluizione di cfDNA) si trova su una base di supporto (se richiesto dalla centrifuga).
35. Sigillare i pozzetti scoperti della piastra DNA Binding (Legame del DNA).
36. Centrifugare a 5.600 × g per due minuti con il freno innestato, quindi selezionare **OK** (Ok).
37. Ispezionare visivamente la piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA) per verificare che i volumi contenuti in ciascun pozzetto siano coerenti.
Il volume previsto è di circa 55 µl.

38. Sigillare e tenere la piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA) per la preparazione delle librerie.
39. Quando suggerito da Workflow Manager, assicurarsi che il piano di caricamento di ML STAR non presenti ostruzioni in modo da permettere a ML STAR di scaricare i dispositivi di trasporto.
40. Selezionare **Unload** (Scarica) per scaricare il piano.
41. Scaricare tutti i dispositivi di trasporto e pulire il piano di ML STAR, quindi selezionare **OK** (Ok).
42. Inserire i commenti sui pozzetti interessati, quindi selezionare **OK** (Ok).
43. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per passare a Prepare Libraries (Preparazione delle librerie), selezionare **Yes** (Sì).
 - Per arrestare, selezionare **Exit** (Esci).

PUNTO DI ARRESTO SICURO

Nel caso si esegua un arresto, sigillare la piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA) e conservare a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C per un massimo di sette giorni.

Preparazione delle librerie

Preparazione

1. Esaminare visivamente le scatole Library Prep Box (Scatola preparazione delle librerie) e Accessory Box (Scatola accessori) per accertarsi che il kit non sia scaduto.
2. Preparare i seguenti reagenti. Etichettare le provette dei serbatoi e i serbatoi con pozzetti profondi con i nomi dei reagenti.

Reagente	Conservazione	Istruzioni
A-Tailing Mix (Miscela A-tailing)	Tra -25 °C e -15 °C	Scongelare a temperatura ambiente. Utilizzare un vortex per miscelare, quindi centrifugare brevemente.
Piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA)	Tra -25 °C e -15 °C	Se precedentemente conservata, confermare che la piastra non sia stata conservata per più di sette giorni e scongelarla a temperatura ambiente. Centrifugare con un vortex a 1.500 giri/min per un minuto. Centrifugare a 1.000 × g per 20 secondi.
End Repair Mix (Miscela riparazione finale)	Tra -25 °C e -15 °C	Scongelare a temperatura ambiente. Utilizzare un vortex per miscelare.
Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione)	Tra -25 °C e -15 °C	Scongelare a temperatura ambiente. Utilizzare un vortex per miscelare. Dopo l'utilizzo, riportare nello spazio adibito a conservazione.
Ligation Mix (Miscela di ligazione)	Tra -25 °C e -15 °C	Scongelare a temperatura ambiente. Utilizzare un vortex per miscelare, quindi centrifugare brevemente.
NIPT DNA Adapter Plate (Adattatore portacelle DNA NIPT)	Tra -25 °C e -15 °C	Scongelare a temperatura ambiente. Utilizzare un vortex per miscelare. Centrifugare a 1.000 × g per 20 secondi.
Resuspension Buffer (Tampone di risospensione)	Tra 2 °C e 8 °C	Utilizzare un vortex per miscelare. Dopo l'utilizzo, riportare nello spazio adibito a conservazione.
Sample Purification Beads (Microsfere purificazione campione)	Tra 2 °C e 8 °C	Lasciare trascorrere 30 minuti per portarla a temperatura ambiente. Agitare vigorosamente con un vortex prima di ogni utilizzo. Miscelare mediante un vortex o capovolgere fino a quando tutte le microsfere non siano in sospensione e la miscela non sia omogenea.



ATTENZIONE

Quando viene tolto il sigillo all'adattatore portacelle DNA NIPT prestare estrema attenzione ad evitare la contaminazione incrociata di aerosol tra i pozzetti in quanto potrebbe generare risultati errati.

3. Se la piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA) è stata conservata congelata, prepararla nel modo seguente.
 - a. Scongelare a temperatura ambiente.
 - b. Centrifugare con un vortex a 1.500 giri/min per un minuto.
 - c. Centrifugare a 1.000 × g per 20 secondi.
4. Etichettare una nuova piastra fully skirted Libraries (Librerie) e applicare un codice a barre della piastra.
5. Preparare EtOH all'80% a partire da EtOH assoluto. Combinare 40 ml di EtOH al 100% e 10 ml di acqua priva di DNasi/RNasi. Capovolgere per miscelare.
6. Assicurarsi che il controllo termico di ML STAR sia attivato.

Diluizione degli enzimi

1. Combinare A-Tailing Mix (Miscela A-tailing) e Resuspension Buffer (Tampone risospensione) in una provetta con tappo avvitabile. Utilizzare un vortex per miscelare, quindi centrifugare brevemente.

Dimensione del batch del campione	A-Tailing Mix (Miscela A-tailing) (µl)	Resuspension Buffer (Tampone risospensione) (µl)
24, 48	900	1.200
96	1.800	2.400

2. Combinare Ligation Mix (Miscela di ligazione) e Resuspension Buffer (Tampone risospensione) in una provetta con tappo avvitabile. Utilizzare un vortex per miscelare, quindi centrifugare brevemente.

Dimensione del batch del campione	Ligation Mix (Miscela di ligazione) (µl)	Resuspension Buffer (Tampone risospensione) (µl)
24, 48	230	1.713
96	440	3.278

Procedura

1. Selezionare **OK** (Ok) per avviare la preparazione delle librerie. Se **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT) non è ancora aperto:
 - a. Aprire AppLauncher e selezionare **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT).
 - b. Inserire Batch ID (ID batch) e il nome utente, quindi selezionare **OK** (Ok).

2. Confermare che siano stati preparati i seguenti materiali di consumo come indicato nella schermata Reagent Preparation (Preparazione dei reagenti):
 - A-Tailing Mix (Miscela A-tailing), Ligation Mix (Miscela di ligazione) ed EtOH all'80%.
 - Sample Purification Beads (Microsfere purificazione campione), End Repair Mix (Miscela riparazione finale) e NIPT DNA Adapter Plate (Adattatore portacelle DNA NIPT).
3. Selezionare le caselle di controllo, quindi selezionare **OK** (Ok).
4. Eseguire la scansione dei codici a barre di Library Prep Box (Scatola preparazione delle librerie).
5. Immettere il nome utente o le iniziali dell'utente che ha preparato i reagenti, quindi selezionare **OK** (Ok).
6. Eseguire la scansione dei codici a barre di Accessory Box (Scatola accessori).
7. Immettere il nome utente o le iniziali dell'utente che ha preparato i reagenti, quindi selezionare **OK** (Ok).
8. Caricare le punte sui portapunte nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok) per ogni portapunte.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24	Punta	1-6	Punte da 50 µl	1
		7-12	Punte da 300 µl	1, 2
48	Punta	1-6	Punte da 50 µl	1, 2
		7-12	Punte da 300 µl	1, 2, 3, 4
96	Punta	1-6	Punte da 50 µl	1, 2, 3, 4
		7-12	Punte da 300 µl	1, 2, 3, 4, 5

9. Se il protocollo è stato interrotto dall'utente dopo la procedura cfDNA Extraction (Estrazione di cfDNA), caricare le punte contate sul portapunte nel modo seguente.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Punta	49-54	Punte da 1.000 µl	1
			Punte da 300 µl	2
			Punte da 50 µl	3

10. Immettere la posizione della prima punta per ciascun rack delle punte, quindi selezionare **OK** (Ok).

11. Confermare che siano stati assegnati i codici a barre e caricare le piastre (codice a barre rivolto verso destra) sul portapiastre nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Multiflex	19-24	Piastra cfDNA Elution (Eluizione di cfDNA), dotata di codice a barre	1
			NIPT DNA Adapter Plate (Adattatore portacelle DNA NIPT), dotato di codice a barre	2
			Nuova piastra fully skirted a 96 pozzetti, librerie, dotata di codice a barre	3
			Nuove piastre fully skirted da 96 pozzetti	4, 5

12. Caricare il portapiastro a pozzetti profondi nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Pozzetto profondo	39-44	50 ml di EtOH all'80% in un serbatoio con pozzetti profondi	1
			Nuove piastre fully skirted da 96 pozzetti	2, 3, 4, 5

13. Caricare le provette di reagente sul portareagenti nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Reagente	47	2,5 ml di End Repair Mix (Miscela riparazione finale)	1
			A-Tailing Mix (Miscela A-tailing) preparata (volume totale)	2
			Ligation Mix (Miscela di ligazione) preparata (volume totale)	3
			10 ml di Sample Purification Beads (Microsfere purificazione campione)	4
			12 ml di Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione)	5

14. Salvare i restanti 12 ml di tampone di ibridazione (HT1) nel contenitore per il raggruppamento in pool.
15. Assicurarsi che i dispositivi di trasporto, le apparecchiature di laboratorio e i reagenti siano caricati come indicato, quindi selezionare **OK** (Ok) nella schermata Library Deck Verification (Verifica del piano libreria).
16. Attendere il completamento della verifica automatica del volume di reagente.
17. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.
18. Quando suggerito da Workflow Manager, assicurarsi che il piano di caricamento di ML STAR non presenti ostruzioni in modo da permettere a ML STAR di scaricare i dispositivi di trasporto.
19. Selezionare **Unload** (Scarica) per scaricare il piano.
20. Ispezionare la piastra Libraries (Librerie) per verificare che i volumi contenuti in ciascun pozzetto siano coerenti.



ATTENZIONE

Se i volumi non sono coerenti, i campioni potrebbero fornire risultati errati.

21. Se la piastra viene conservata, sigillare e tenere la piastra Libraries (Librerie).
22. Scaricare tutti i dispositivi di trasporto, pulire il piano, quindi selezionare **OK** (Ok).
23. Inserire i commenti sui pozzetti interessati, quindi selezionare **OK** (Ok).
24. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per passare a Quantify Libraries (Quantificazione delle librerie), selezionare **Yes** (Sì).
 - Per arrestare, selezionare **Exit** (Esci).

PUNTO DI ARRESTO SICURO

Nel caso si esegua un arresto, sigillare la piastra Libraries (Librerie) prima della conservazione. La piastra Libraries (Librerie) è stabile per un massimo di sette giorni a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C dalla data di preparazione.

Quantificazione delle librerie

Preparazione

1. Preparare i seguenti reagenti:

Reagente	Conservazione	Istruzioni
DNA Quantification Reagent (Reagente di quantificazione del DNA)	Tra 2 °C e 8 °C	Proteggere dalla luce. Scongelare a temperatura ambiente per 30-150 minuti. Si raccomanda la rimozione del reagente all'inizio della procedura Prepare Libraries (Preparazione delle librerie). Utilizzare un vortex per miscelare, quindi centrifugare brevemente.
DNA Quantification Standard (Standard di quantificazione del DNA)	Tra 2 °C e 8 °C	Utilizzare un vortex per miscelare, quindi centrifugare brevemente.
Resuspension Buffer (Tampone di risospensione)	Tra 2 °C e 8 °C	Utilizzare un vortex per miscelare.

2. Se la piastra Libraries (Librerie) è stata conservata congelata, prepararla nel modo seguente.
 - a. Confermare che la piastra non sia stata conservata per più di sette giorni e scongelarla a temperatura ambiente.
 - b. Utilizzare un vortex per miscelare.
 - c. Centrifugare a 1.000 × g per un minuto.
3. Prima dell'uso accendere il fluorimetro per 10 minuti.
4. Applicare un codice a barre della piastra a una nuova piastra da 384 pozzetti.
5. Applicare un codice a barre della piastra a una nuova piastra fully skirted.

Procedura

1. Selezionare **OK** (Ok) per avviare la quantificazione.
2. Se VeriSeq NIPT Method (Metodo VeriSeq NIPT) non è ancora aperto:
 - a. Aprire AppLauncher e selezionare **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT).
 - b. Inserire Batch ID (ID batch) e il nome utente, quindi selezionare **OK** (Ok).

3. Eseguire la scansione dei codici a barre di Accessory Box (Scatola accessori).
4. Immettere il nome utente o le iniziali dell'utente che ha preparato i reagenti, quindi selezionare **OK** (Ok).
5. Caricare le punte sul portapunte nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48	Punta	1-6	Rack punte da 300 µl	1
			Rack punte da 50 µl	2
96	Punta	1-6	Rack punte da 300 µl	1
			Rack punte da 50 µl	2, 3

6. Confermare che i codici a barre siano stati assegnati.
7. Se necessario, togliere il sigillo alla piastra Libraries (Librerie).
8. Caricare le piastre (codice a barre rivolto verso destra) sul portaMultiflex nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Multiflex	19-24	Nuove piastre fully skirted, dotate di codice a barre	1
			Nuova piastra da 384 pozzetti, dotata di codice a barre	2
			Piastra Libraries (Librerie), dotata di codici a barre	3
			Nuove piastre fully skirted da 96 pozzetti	4, 5

9. Caricare le provette di reagente senza tappi sul portaprovette nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Provetta	46	DNA Quantification Standard (Standard di quantificazione del DNA)	1
			DNA Quantification Reagent (Reagente di quantificazione del DNA)	2

10. Caricare le provette di reagente sul portareagenti nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Reagente	47	Nuova provetta di reagente (vuota)	1
			16 ml di Resuspension Buffer (Tampone risospensione)	2

11. Se il protocollo è stato interrotto dall'utente dopo la procedura Library Preparation (Preparazione della libreria), caricare le punte contate sul portapunte nel modo seguente.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Punta	49-54	Punte da 1.000 µl	1
			Punte da 300 µl	2
			Punte da 50 µl	3

12. Immettere la posizione della prima e dell'ultima punta per ciascun rack delle punte, quindi selezionare **OK** (Ok).
13. Assicurarsi che i dispositivi di trasporto, le apparecchiature di laboratorio e i reagenti siano caricati come indicato, quindi selezionare **OK** (Ok) nella schermata Quant Deck Verification (Verifica del piano di quantificazione).
14. Attendere il completamento della verifica automatica del volume di reagente.
15. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.
16. Quando suggerito da Workflow Manager, assicurarsi che il piano di caricamento di ML STAR non presenti ostruzioni in modo da permettere a ML STAR di scaricare i dispositivi di trasporto.

17. Selezionare **Unload** (Scarica) per scaricare il piano.
18. Scaricare la piastra Libraries (Librerie).
 - a. Ispezionare la piastra per verificare che i volumi contenuti in ciascun pozzetto siano coerenti.
 - b. Sigillare la piastra Libraries (Librerie) e conservare a temperatura ambiente fino al completamento dell'analisi dei dati del fluorimetro.
19. Scaricare le rimanenti piastre a 96 pozzetti e ispezionarle per assicurarsi che i volumi contenuti in ciascun pozzetto siano coerenti.
Evidenti errori nel volume potrebbero indicare un problema con le fasi di pipettamento.
20. Caricare la piastra a 384 pozzetti e controllare che sia presente liquido nei pozzetti appropriati.
21. Sigillare la piastra con un sigillo.
22. Centrifugare a 1.000 × g per 20 secondi.
23. Incubare a temperatura ambiente per 10 minuti, al riparo dalla luce.
24. Scaricare tutti i dispositivi di trasporto.
25. Pulire il piano di ML STAR, quindi selezionare **OK** (Ok).



ATTENZIONE

Non smaltire i reagenti di quantificazione fino all'ottenimento dei dati. I reagenti sono necessari se deve essere eseguita di nuovo la quantificazione.

26. Dopo l'incubazione, rimuovere il sigillo e caricare la piastra a 384 pozzetti sul lettore per micropiastre. Assicurarsi di utilizzare l'adattatore portacelle viola (n. codice: 0310-4336) fornito da Molecular Devices o adattatore equivalente se applicabile per lo strumento in uso.
 - Durante il caricamento, assicurarsi che A1 si trovi nell'angolo superiore sinistro.
27. Selezionare due volte il modello di VeriSeq NIPT per aprirlo in SoftMax Pro.
28. Selezionare **New Experiment** (Nuovo esperimento) nella scheda Home (Inizio).
29. Selezionare **Read** (Leggi).
30. Esportare i dati in formato XML nel modo seguente.
 - a. Selezionare con il pulsante destro del mouse **Plate** (Piastra), quindi selezionare **Rename** (Rinomina).
 - b. Eseguire la scansione del codice a barre della piastra Quantification (Quantificazione), quindi selezionare **OK** (Ok).
 - c. Nell'angolo superiore sinistro della schermata, selezionare l'icona della piastra, quindi selezionare **Export** (Esporta) dal menu.
 - d. Selezionare la casella di controllo **Expt name** (Nome esportazione), impostare l'opzione dei dati della piastra su dati grezzi, impostare il formato di output su XML, quindi selezionare **OK** (Ok).
 - e. Impostare il percorso del degli output e il nome del file, quindi selezionare **Save** (Salva).
Il computer Hamilton deve essere in grado di accedere alla posizione del file. Non utilizzare spazi nel nome del file o nel percorso del file.

Analisi

1. Su ML STAR, nella schermata Scanner Information (Informazioni scanner), inserire l'ID del fluorimetro.
2. Immettere i commenti sulla corsa del fluorimetro, quindi selezionare **OK** (Ok).
3. Individuare il file di quantificazione *.xml che contiene i dati del fluorimetro, quindi selezionare **OK** (Ok).
4. Rivedere i risultati dell'analisi della curva degli standard e della concentrazione del campione, quindi selezionare **OK** (Ok).
5. Se è necessario eseguire di nuovo la scansione della piastra, selezionare **Rescan** (Esegui nuovamente la scansione).
I campioni sono sensibili al tempo e alla luce. Quando necessario, eseguire immediatamente una nuova scansione.
6. Inserire i commenti sui pozzetti interessati, quindi selezionare **OK** (Ok).
7. Valutare i risultati ed elaborare nel modo seguente.
 - Se i risultati superano la specifica, passare a [Raggruppamento in pool delle librerie a pagina 43](#). Per le specifiche, fare riferimento alle metriche di controllo qualità della quantizzazione e alle tabelle dei limiti contenute nella *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.
 - Se i risultati non superano la specifica, il sistema interrompe il metodo. Ripetere le procedure di qualificazione iniziando con [Preparazione a pagina 39](#).
8. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per passare a [Raggruppamento in pool delle librerie a pagina 43](#), selezionare **Yes** (Sì).
 - Per arrestare, selezionare **Exit** (Esci).

PUNTO DI ARRESTO SICURO

Nel caso si esegua un arresto, sigillare la piastra Libraries (Librerie) prima della conservazione. La piastra Libraries (Librerie) è stabile per un massimo di sette giorni di conservazione complessiva a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C.

Raggruppamento in pool delle librerie

Preparazione

1. Preparare i seguenti reagenti:

Reagente	Conservazione	Istruzioni
Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione)	Tra -25 °C e -15 °C	Scongelare a temperatura ambiente. Utilizzare un vortex per miscelare. Dopo l'utilizzo, riportare nello spazio adibito a conservazione.

2. Se la piastra Libraries (Librerie) è stata conservata congelata, prepararla nel modo seguente.
 - a. Confermare che la piastra non sia stata conservata per più di sette giorni e scongelarla a temperatura ambiente.
 - b. Centrifugare con un vortex a 1.500 giri/min per un minuto.
 - c. Centrifugare a 1.000 × g per 20 secondi.
 - d. Pipettare per miscelare.
3. Etichettare un provetta di raggruppamento in pool vuota con Pool A (Raggruppamento in pool A). Per 96 campioni, etichettare una seconda provetta di raggruppamento in pool vuota con Pool B (Raggruppamento in pool B).
4. Salvare il seguente programma di denaturazione sul ciclatore termico con un coperchio riscaldato.
 - a. Scegliere l'opzione con coperchio pre-riscaldato e impostare la temperatura su 102 °C.
 - b. Impostare il volume di reazione a 50 µl.
 - c. Impostare l'intervallo della rampa al massimo (≥ 2 °C al secondo).
 - d. Incubare a 96 °C per 10 minuti, quindi a 4 °C per cinque secondi.
 - e. Mantenere la temperatura a 4 °C.

Procedura

1. Posizionare la piastra Libraries (Librerie) sul ciclatore termico preprogrammato ed eseguire il programma di denaturazione.
Non denaturare la piastra Libraries (Librerie) prima che la quantificazione abbia superato le metriche di controllo qualità, in quanto potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la quantificazione.
2. Centrifugare la piastra Libraries (Librerie) a 1.000 × g per 20 secondi.
3. Selezionare **OK** (Ok) per avviare il raggruppamento in pool delle librerie.
4. Se VeriSeq NIPT Method (Metodo VeriSeq NIPT) non è ancora aperto:
 - a. Aprire AppLauncher e selezionare **VeriSeq NIPT Method** (Metodo VeriSeq NIPT).
 - b. Inserire Batch ID (ID batch) e il nome utente, quindi selezionare **OK** (Ok).
5. Selezionare la concentrazione del raggruppamento in pool, quindi selezionare **OK** (Ok).
La densità cluster target è di 220-260 K/mm².

NOTA Potrebbe essere necessario aumentare le concentrazioni e/o i volumi dei raggruppamenti in pool per i batch da 24 campioni per mantenere densità cluster simili a quelle ottenute con i batch da 48/96 campioni.

6. Se suggerito da Workflow Manager, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per caricare un foglio campioni, selezionare il foglio campioni associato con il batch, quindi selezionare **Load** (Carica).
 - Per utilizzare i valori predefiniti del sistema per i restanti tipi di campione, report sui cromosomi sessuali o tipo di screening, selezionare **Use Default** (Utilizza predefinito) per ciascuna impostazione.

Per informazioni sulla creazione di un foglio campioni, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

7. Selezionare **Start** (Avvia) per avviare il timer per la piastra di denaturazione.
8. Caricare le punte sui portapunte nel modo seguente.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Punta	7-12	Punte filtro da 50 µl	1

9. Caricare la piastra Denatured Library (Libreria denaturata) (codice a barre rivolto verso destra) sul portaMultiflex nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Multiflex	19-24	Piastra per le librerie denaturate (dotate di codice a barre)	1

10. Caricare le provette del raggruppamento in pool sul portaprovette nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48	Provetta	46	Nuova provetta da 2 ml, Pool A (Raggruppamento in pool A)	1
96	Provetta	46	Nuova provetta da 2 ml, Pool A (Raggruppamento in pool A)	1
			Nuova provetta da 2 ml, Pool B (Raggruppamento in pool B)	2

11. Caricare le provette di reagente sul portareagenti nel modo seguente, quindi selezionare **OK** (Ok).

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Reagente	47	3 ml di Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione)	1

12. Caricare le punte sui portapunte nel modo seguente.

Dimensione del batch del campione	Tipo di dispositivo di trasporto	Monitoraggio	Apparecchio	Posizione sito
24, 48, 96	Punta	49-54	Punte filtro da 1.000 µl	1
			Punte filtro da 300 µl	2
			Punte filtro da 50 µl	3

13. Immettere la posizione della prima e dell'ultima punta per ciascun rack delle punte, quindi selezionare **OK** (Ok).
14. Assicurarsi che i dispositivi di trasporto, le apparecchiature di laboratorio e i reagenti siano caricati come indicato.
15. Nella schermata Pooling Deck Verification (Verifica del piano raggruppamento), selezionare **OK** (Ok).
16. Osservare ML STAR mentre esegue le fasi automatizzate.
17. Immettere i commenti sui pozzetti interessati, quindi selezionare **OK** (Ok).
18. Quando suggerito da Workflow Manager, assicurarsi che il piano di caricamento di ML STAR non presenti ostruzioni in modo da permettere a ML STAR di scaricare i dispositivi di trasporto.
19. Selezionare **Unload** (Scarica) per scaricare il piano.
20. Scaricare il portaprovette.
21. Tappare ciascuna provetta di raggruppamento in pool, utilizzare un vortex, quindi centrifugare brevemente.
22. Selezionare **OK** (Ok).
23. Sequenziare le librerie il prima possibile dopo il raggruppamento in pool. Sigillare la piastra Libraries (Librerie) e conservarla a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C per un massimo di sette giorni per consentire un nuovo raggruppamento in pool.

PUNTO DI ARRESTO SICURO

Nel caso si esegua un arresto, tappare le provette di raggruppamento e conservare a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C per un massimo di sette giorni.

Preparazione delle librerie raggruppate in pool per il sequenziamento

Preparazione

1. Preparare i seguenti reagenti:

Reagente	Conservazione	Istruzioni
Provette raggruppamento in pool	Tra -25 °C e -15 °C	Se precedentemente conservato, scongelare a temperatura ambiente. Agitare brevemente con un vortex. Centrifugare brevemente.

2. Preparare il sistema di sequenziamento di nuova generazione compilando i campi seguenti nel modulo Local Run Manager VeriSeq NIPT:
 - a. Run Name (Nome della corsa)
 - b. **[Facoltativo]** Immettere una descrizione della corsa
 - c. Pool Barcode (Codice a barre raggruppamento)



ATTENZIONE

Il codice a barre del raggruppamento in pool inserito nel modulo LRM deve corrispondere al codice a barre del raggruppamento in pool immesso in Workflow Manager. Le configurazioni errate della corsa sono rifiutate dal software di analisi e richiedono il risequenziamento.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del modulo Local Run Manager VeriSeq NIPT, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

Procedura

1. Aggiungere i volumi seguenti alla cartuccia di reagente, quindi pipettare per miscelare.
 - Hybridization Buffer (Tampone di ibridazione) (900 µl)
 - Pool A (Raggruppamento in pool A) (450 µl)
2. Passare al sequenziamento utilizzando un sistema di sequenziamento di nuova generazione, attenendosi alla guida di consultazione per lo strumento di sequenziamento di nuova generazione in uso. Per uno strumento NextSeq 550Dx, consultare la *Guida di consultazione dello strumento NextSeq 550Dx (documento n. 1000000009513)* oppure l'*Inserito della confezione dello strumento NextSeq 550Dx (documento n. 1000000043133)*.
3. Quando richiesto, confermare la corretta configurazione della corsa.

4. Se necessario, ripetere questa procedura per Pool B (Raggruppamento in pool B).
 - Per ottenere l'intervallo richiesto per la densità dei cluster, la piastra della libreria può essere nuovamente raggruppata in pool utilizzando una diversa concentrazione di raggruppamento su Hamilton. Il nuovo raggruppamento in pool invalida il raggruppamento originario.
 - In alternativa, il rapporto del raggruppamento in pool a HT1 (450 µl + 900 µl) può essere modificato per ottenere l'intervallo richiesto per la densità cluster.

Sequenziamento di nuova generazione

VeriSeq NIPT Solution v2 può essere utilizzato con un sistema di sequenziamento di nuova generazione con le specifiche seguenti:

- Capacità di 2x36 di letture paired-end.
- Compatibile con gli adattatori indici contenuti in VeriSeq NIPT Sample Prep.
- Chimica a due canali.
- Generazione automatica di file .BCL (dati non elaborati ottenuti dallo strumento di sequenziamento).
- 400 milioni di letture paired-end per corsa.
- Compatibile con VeriSeq NIPT Assay Software v2.

NextSeq 550Dx è compatibile con VeriSeq NIPT Solution v2.

Analisi dei dati di sequenziamento

Al termine del sequenziamento, i dati del sequenziamento vengono inviati automaticamente a VeriSeq NIPT Assay Software v2 per l'analisi e la generazione di report. Il report include le classificazioni per ciascun campione nel batch come anche una valutazione di tutte le metriche di controllo qualità. Il processo di analisi dal completamento del sequenziamento ai risultati finali impiega circa quattro ore per un batch di 48 campioni. Per informazioni dettagliate sull'analisi dei dati e sui file di output, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

Interpretazione dei risultati

L'algoritmo di VeriSeq NIPT Solution v2 utilizza un modello statistico sofisticato che combina diversi tipi di informazioni ottenute dalla raccolta di frammenti della libreria mediante il sequenziamento paired-end. Questo modello viene utilizzato per rilevare le regioni del genoma che sono sottorappresentate o sovrarappresentate nella libreria di ogni campione. L'importanza del modello sta nel fatto che tiene conto della coerenza quantitativa del grado di sottorappresentazione o sovrarappresentazione con un evento di aneuploidia nel genoma fetale a livello di stima della frazione fetale per la libreria.

Per tutti i cromosomi, i dati ottenuti dal sequenziamento paired-end vengono allineati con il genoma di riferimento (HG19). Le letture univoche allineate e non duplicate sono aggregate in intervalli di 100 kb. I conteggi degli intervalli corrispondenti sono regolati per distorsioni GC e in base alla precedente copertura

genomica stabilita per regioni specifiche. Utilizzando tali conteggi di raggruppamenti normalizzati, i punteggi statistici sono derivati per ciascun autosoma dal confronto tra le regioni di copertura che possono essere influenzate dalla presenza di un'aneuploidia con il resto degli autosomi. La distribuzione dei rapporti di log-verosimiglianza (LLR) viene calcolata per ciascun campione, tenendo conto dei punteggi basati sulla copertura e della frazione fetale stimata. La distribuzione LLR rappresenta la probabilità che un campione sia affetto in base alla copertura osservata e la frazione fetale rispetto alla probabilità di un campione di non essere affetto in base alla stessa copertura. Il calcolo di questa distribuzione tiene conto anche della stima di incertezza nella frazione fetale. Per i calcoli seguenti, viene utilizzato il logaritmo naturale del rapporto. Assay Software valuta il valore LLR per ciascun cromosoma target e ciascun campione per fornire una determinazione dell'aneuploidia.

Durante la creazione di un batch, l'utente deve definire il tipo di campione (singolo o gemellare), il tipo di screening (di base o intero genoma) e il report del cromosoma sessuale [Yes (Sì), No (No) o SCA] desiderato per ciascun campione. Tutte queste opzioni consentono di determinare le informazioni riportate per ciascun campione.

Per tutti i tipi di campione, il tipo di screening determina le anomalie autosomiche riportate. Per il tipo di screening di base, vengono riportati solo gli eventi di trisomia del cromosoma intero che coinvolgono i cromosomi 13, 18 e 21. Per il tipo di screening dell'intero genoma, viene riportata la delezione o la duplicazione intera o parziale del cromosoma per qualsiasi cromosoma autosomico. La lunghezza della delezione o duplicazione parziale del cromosoma più piccola riportabile è di 7 Mb.

Per i campioni singoli, è possibile disattivare il report del cromosoma sessuale. È inoltre possibile configurare il report delle aneuploidie cromosomiche sessuali con o senza il report del sesso dei campioni euploidi.

Per i campioni gemellari, se per il report del cromosoma sessuale viene selezionato Yes (Sì), il risultato è limitato alla presenza o all'assenza di un cromosoma Y nella libreria. L'aneuploidia del cromosoma sessuale non può essere riportata per i campioni gemellari.

Un risultato ANOMALY DETECTED (Anomalia rilevata) indica che il campione sottoposto a screening è positivo per una o più anomalie coerentemente con il tipo di screening e l'opzione di report del cromosoma sessuale selezionati. Quando viene rilevata un'anomalia, il report fornisce una descrizione dell'anomalia in annotazione citogenetica.

VeriSeq NIPT Assay Software v2 utilizza le statistiche generate durante il sequenziamento per fornire una stima della frazione fetale (FFE, Fetal Fraction Estimation) per ciascun campione. Il valore FFE rappresenta il componente di cfDNA fetale stimato ottenuto dal saggio e riportato come percentuale arrotondata per ciascun campione. La deviazione media standard di questa stima su tutti i campioni è dell'1,3%. Il valore FFE non deve essere utilizzato nell'isolamento per escludere i campioni quando vengono riportati i risultati.

Per identificare la rappresentazione cromosomica, VeriSeq NIPT Assay Software v2 utilizza il test di sicurezza fetale delle aneuploidie individuale (iFACT, individualized Fetal Aneuploidy Confidence Test), una metrica di soglia dinamica che indica se il sistema ha generato una copertura di sequenziamento sufficiente, considerando la stima di frazione fetale per ciascun campione. Le identificazioni negative vengono riportate solo se il campione soddisfa la soglia iFACT. Se un campione non raggiunge questa soglia, la valutazione del controllo qualità visualizza FAILED iFACT (iFACT non riuscito) e il sistema non genera risultati.

Oltre a iFACT, VeriSeq NIPT Assay Software v2 valuta diverse altre metriche di controllo qualità durante l'analisi. Le metriche aggiuntive includono la valutazione dell'uniformità di copertura sulle regioni genomiche di riferimento e la distribuzione della lunghezza dei frammenti di cfDNA. La valutazione del controllo qualità visualizza un indicatore di controllo qualità o un mancato superamento del controllo qualità per qualsiasi metrica che non rientra nell'intervallo accettabile. In caso di mancato superamento del controllo qualità, il sistema non genera un risultato per il campione. Se un campione non supera il controllo qualità, il campione può essere rielaborato se nella provetta di raccolta del sangue è disponibile un volume di plasma sufficiente.

VeriSeq NIPT Solution v2 genera i dati da utilizzare in un report finale. Non genera un report finale per il paziente. I clienti sono responsabili della progettazione e dei contenuti del report finale da consegnare al medico del punto di assistenza. Illumina non è responsabile dell'accuratezza della redazione del report finale per i clienti.



ATTENZIONE

Controllare le stime della frazione fetale per tutti i campioni. Se le stime della frazione fetale sono simili per tutti i campioni analizzati in una corsa, potrebbe essersi verificata l'amalgamazione del campione e aver inciso sui risultati. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica Illumina per la risoluzione del problema.

Caratteristiche delle prestazioni

I seguenti dati descritti nelle sezioni relative alle prestazioni cliniche e alle prestazioni analitiche sono stati generati utilizzando i protocolli e i materiali descritti nelle Istruzioni per l'uso a partire dal plasma. Per questa sezione, tutti i dati di sequenziamento sono stati generati su un sistema di sequenziamento NextSeq 500/550 o un sistema di sequenziamento NextSeq 550Dx con le configurazioni seguenti:

	NextSeq 500/550	NextSeq 550Dx
Software integrato sullo strumento	NextSeq Control Software 4.0	NextSeq Operating Software 1.3
Versione dei kit di reagenti	NextSeq 500/550 High Output v2.5 Reagent Kit (75 cycle)	NextSeq 550Dx High Output v2.5 Reagent Kit (75 cycle)
Metodo di sequenziamento	Corsa di sequenziamento paired-end da 2x36 in modalità ad output elevato	Corsa di sequenziamento paired-end da 2x36 in modalità ad output elevato

Studio clinico

L'accuratezza clinica di VeriSeq NIPT Solution v2 è stata dimostrata valutando i campioni di plasma ottenuti da donne in gravidanze singole e gemellari. I campioni sono stati ottenuti da campioni di plasma provenienti da banche, privi di identificazione e precedentemente elaborati da campioni di sangue intero periferico. Per l'inclusione nello studio sono stati presi in considerazione più di 45.000 campioni. Questi campioni sono stati

precedentemente sottoposti a screening prenatale per identificare le aneuploidie cromosomiche fetali e le delezioni e duplicazioni parziali di 7 Mb, o di valore superiore. Tutti i campioni ottenuti da gravidanze affette e un sottogruppo di campioni consecutivi ottenuti da gravidanze non affette sono stati ritenuti idonei per l'analisi se erano disponibili gli esiti clinici e se erano soddisfatti i criteri dei campioni. Nel set per l'analisi è stato selezionato un totale di 2.335 campioni. Da questo set, 2.328 campioni appartenevano a gravidanze singole e sette campioni a gravidanze gemellari.

Di questi campioni, 28 campioni (1,2%, 28/2.335) non hanno superato il controllo qualità del saggio in base all'effetto di primo passaggio (first pass) durante l'analisi dei dati di sequenziamento completati:

- 27 fallimenti iFACT (uno XO, 26 non affetto)
- Un fallimento per i dati che non rientravano nell'intervallo previsto

Demografia e caratteristiche della gravidanza

La [Tabella 7](#) riepiloga l'età della madre, l'età gestazionale e il trimestre della gravidanza per i campioni nello screening dell'intero genoma, inclusi i campioni con mosaicismo noto. La maggior parte (98%) dei campioni testati rappresentano una gravidanza al primo trimestre.

È stata fatta una valutazione della demografia tra le coorti di base e quelle dell'intero genoma e non è emersa alcuna differenza statistica. La demografia e le caratteristiche della gravidanza erano simili se il mosaicismo noto era stato incluso o escluso.

Tabella 7 Demografia e caratteristiche della gravidanza

Riepilogo statistico	Intero genoma (inclusi i mosaicismi noti)
Numero di campioni	2.307*
Età materna - anni	
Media	35,08
Deviazione standard	4,04
Mediana	34,95
25° percentile, 75° percentile	32,31, 37,79
Minimo; massimo	20,22; 53,02
Età gestazionale al prelievo di sangue - settimane	
Media	10,93
Deviazione standard	1,20
Mediana	10,57
25° percentile, 75° percentile	10,29; 11,14
Minimo; massimo	10,00; 27,86
Trimestre di gravidanza: n (%)	
< Primo (< 14 settimane)	2.252 (98%)
Secondo	54 (2%)
Terzo (≥ 27 settimane)	1 (0%)

* I campioni finali presentati contenevano 7 gemelli.

Prestazioni cliniche

I risultati identificati dal saggio VeriSeq NIPT Solution v2 sono stati confrontati con gli esiti clinici dei riferimenti standard. Tutti i campioni dello studio presentavano esiti clinici dei riferimenti standard (veridicità clinica) relativi allo stato dell'aneuploidia cromosomica fetale e alle delezioni e duplicazioni parziali di 7 Mb o superiore. L'esito clinico dei riferimenti standard per i campioni inclusi in questo studio dipendevano dai risultati dell'analisi cromosomica o dall'esame fisico del neonato con screening NIPT negativo basato su NGS. Il personale formato dello studio ha eseguito la classificazione dei dati clinici del riferimento standard in base al documento Medical Coding (Codifica medica) fornito dallo sponsor.

I metodi di analisi cromosomica includevano la cariotipizzazione, l'ibridazione fluorescente in situ (FISH, Fluorescence In Situ Hybridization) o l'analisi cromosomica mediante microarray (CMA, Chromosomal Microarray Analysis) per l'ibridazione genomica comparativa. L'analisi cromosomica è stata eseguita su sangue periferico o saliva di neonati o bambini, campioni di prodotti del concepimento (POC, Products Of Conception), amniociti, villi coriali, tessuti placentari o sangue da cordone ombelicale post natale.

Il mosaicismo è stato definito come la presenza di due o più linee cellulari di composizione cromosomica diversa in un individuo. Le linee cellulari si originano dallo stesso zigote. Il tipo e il livello di mosaicismo varia e dipende dal momento in cui si verificano gli eventi di mosaicismo durante l'embriogenesi e lo sviluppo fetale. Nelle diagnosi prenatali vengono osservati diversi tipi di mosaicismo in base alla distribuzione delle linee cellulari anomale rispetto a quelle normali su citotrofoblasto, mesenchima o feto.¹⁰ Sebbene il mosaicismo può essere osservato con qualsiasi anomalia cromosomica, la prevalenza del mosaicismo nelle trisomie rare è superiore rispetto alle trisomie dei cromosomi 21, 18 e 13 (T21, T18 e T13).¹¹ Nella valutazione delle prestazioni, sono stati inclusi i casi di mosaicismo nell'analisi dell'intero genoma, in quanto lo scopo di questo tipo di screening per questo saggio è di rilevare le aneuploidie autosomiche rare (RAA).

Prestazioni dello screening di base

Per lo screening di base, le anomalie includono T21, T18 e T13. Nell'analisi sono stati inclusi un totale di 2.243 campioni da gravidanze singole e gemellari. Tutte le sette gravidanze gemellari sono state rilevate correttamente per T21 e non sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 8 Sensibilità e specificità per VeriSeq NIPT Solution v2 per il rilevamento delle trisomie 21, 18 e 13 in uno screening di base per le gravidanze singole (esclusi i mosaicismi noti)

	T21	T18	T13
Sensibilità	> 99,9% (130/130)	> 99,9% (41/41)	> 99,9% (26/26)
IC bilaterale al 95%	97,1%, 100%	91,4%, 100%	87,1%, 100%
Specificità	99,90% (1.982/1.984)	99,90% (1.995/1.997)	99,90% (2.000/2.002)
IC bilaterale al 95%	99,63%, 99,97%	99,64%, 99,97%	99,64%, 99,97%

Le prestazioni del saggio nello screening di base come mostrato nella [Tabella 8](#) sono calcolate escludendo un sottogruppo di 64 campioni affetti da RAA, delezioni o duplicazioni autosomiche parziali o mosaicismo noto. Questi 64 campioni includevano otto mosaicismi T21 e tre mosaicismi T18. Cinque di questi 11 campioni sono stati identificati come affetti con l'anomalia rilevata da VeriSeq NIPT Assay Software v2.

Prestazioni dello screening dell'intero genoma

Per lo screening dell'intero genoma, qualsiasi anomalia include trisomie, monosomie e delezioni o duplicazioni parziali di 7 Mb o superiore. I campioni per lo screening dell'intero genoma contenevano 36 campioni con

mosaicismo noto. Sono stati testati un totale di 2.307 campioni da gravidanze singole e gemellari. Tutte le sette gravidanze gemellari sono state rilevate correttamente per l'anomalia del cromosoma 21 e non sono riportate nelle tabelle seguenti.

Prestazioni dello screening dell'intero genoma per qualsiasi anomalia

Tabella 9 Sensibilità e specificità nel rilevamento di qualsiasi anomalia con VeriSeq NIPT Solution v2 nello screening dell'intero genoma (inclusi i mosaicismi noti)

	Sensibilità	Specificità
% stima (n/N)	95,5% (318/333)	99,34% (1.954/1.967)
IC bilaterale al 95%	92,7%, 97,3%	98,87%, 99,61%

Prestazioni dello screening dell'intero genoma per le aneuploidie autosomiche rare

Tabella 10 Sensibilità e specificità nel rilevamento di aneuploidie autosomiche rare (RAA) con VeriSeq NIPT Solution v2 nello screening dell'intero genoma (inclusi i mosaicismi noti)

	Sensibilità	Specificità
% stima (n/N)	96,4% (27/28)	99,80% (2.001/2.005)
IC bilaterale al 95%	82,3%, 99,4%	99,49%, 99,92%

Prestazioni dello screening dell'intero genoma per le delezioni e le duplicazioni parziali

Tabella 11 Sensibilità e specificità nel rilevamento di delezioni e duplicazioni parziali di 7 Mb o superiore con VeriSeq NIPT Solution v2 nello screening dell'intero genoma (inclusi i mosaicismi noti)

	Sensibilità	Specificità
% stima (n/N)	74,1% (20/27)	99,80% (2.000/2.004)
IC bilaterale al 95%	55,3%, 86,8%	99,49%, 99,92%

Differenze nelle prestazioni tra screening di base e screening dell'intero genoma

La metodologia per l'assegnazione dei punteggi per le trisomie comuni e le aneuploidie dei cromosomi sessuali è la stessa sia per lo screening di base che per lo screening dell'intero genoma. Lo screening di base applica l'algoritmo solo a T21, T18 e T13. Tuttavia, lo screening dell'intero genoma amplia questa metodologia per valutare tutte le trisomie, le RAA e le duplicazioni o delezioni parziali.

Nei report delle prestazioni sono descritte due differenze tra lo screening di base e lo screening dell'intero genoma. La prima, per lo screening dell'intero genoma, è che sono state incluse le metriche delle prestazioni per i campioni con mosaicismo noto, sia per le trisomie comuni, sia per le RAA e le delezioni e duplicazioni parziali. In secondo luogo, lo screening dell'intero genoma è in grado di aggiungere ai report, in base alle preferenze,

il rilevamento di una duplicazione o delezione parziale su una trisomia completa. La presenza di una trisomia completa oltre a una duplicazione o delezione parziale può essere osservata facendo riferimento al punteggio LLR fornito nel report supplementare.

Inclusione del mosaicismo nello screening dell'intero genoma

Il mosaicismo viene elencato come una limitazione di questo saggio. Quando il mosaicismo è presente, il segnale fetale di un'anomalia viene ridotto, pertanto potrebbe essere più difficile il rilevamento senza compromettere la specificità complessiva del saggio. Tuttavia, poiché il mosaicismo è più rilevante per il contenuto espanso, nello screening dell'intero genoma sono stati inclusi i campioni con mosaicismo.

Dei 64 campioni inclusi nello screening dell'intero genoma ma non nello screening di base, sono stati identificati 36 campioni come aventi mosaicismo in base al riferimento clinico standard. Di questi 36 campioni, 23 identificazioni corrispondevano al riferimento clinico standard.

Rilevamento di una delezione o duplicazione parziale rispetto a un'aneuploidia completa sul cromosoma

VeriSeq NIPT Solution v2 dispone di opzioni di menu sia per uno screening di base che per uno screening dell'intero genoma. Nello screening di base, un risultato ANOMALY DETECTED (Anomalia rilevata) viene riportato solo quando viene rilevata un'aneuploidia completa sui cromosomi 21, 18 o 13 e se soddisfa tutte le metriche di controllo qualità. Nello screening dell'intero genoma, il sistema rileva l'aneuploidia su tutti gli autosomi e gli eventi di delezione e duplicazione parziali di almeno 7 Mb.

Durante lo screening dell'intero genoma, quando si tratta sia di un evento di cromosoma intero che di un evento CNV nello stesso cromosoma che superano la soglia LLR, il sistema dà precedenza a un evento di delezione o duplicazione parziale sull'identificazione dell'intero cromosoma se la dimensione della delezione o duplicazione parziale è il 75% o meno del cromosoma sul quale è stato rilevato l'evento. Se la regione della delezione e duplicazione parziali rilevata supera del 75% la dimensione del cromosoma, l'evento viene riportato come una piena trisomia o monosomia dell'intero cromosoma, se viene simultaneamente superata anche la soglia LLR per l'intero cromosoma. Per questo, delezioni e duplicazioni sostanzialmente grandi che sono inferiori o pari al 75% della dimensione del cromosoma possono indicare un'aneuploidia dell'intero cromosoma.

In tutti i campioni, il punteggio LLR per la classificazione dell'intero cromosoma è disponibile nel report aggiuntivo. Prima di interpretare il risultato, è necessario esaminare il punteggio LLR rispetto al cutoff specificato nella [Probabilità di rilevamento del 95% per le regioni medie in base alla dimensione per VeriSeq NIPT Solution v2 a pagina 66](#). Ad esempio, un'identificazione CNV in cui i punteggi LLR a livello di cromosoma superano il cutoff forniscono ulteriore supporto per un'interpretazione coerente con un'aneuploidia del cromosoma intero. Per un esempio, fare riferimento alla [Tabella 12](#).

Nello studio clinico, erano presenti due campioni di gravidanza singola con duplicazioni sostanzialmente grandi (una sul cromosoma 21 e una sul cromosoma 18) che erano inferiori al 75% della dimensione relativa del cromosoma (fare riferimento alla [Tabella 12](#)). Entrambi gli eventi sono stati segnalati come duplicazioni parziali invece che come una trisomia piena per quel cromosoma. I punteggi LLR per questi eventi erano al di sopra del

cutoff coerente con un esito affetto per una trisomia piena. Per una duplicazione parziale o un'identificazione di trisomia piena, la gestione del follow-up per un'identificazione NIPT positiva consiste nel proporre alla paziente il test di conferma mediante la diagnosi prenatale.

Tabella 12 Esempi di eventi di duplicazioni ampie identificate nello screening dell'intero genoma

	Veridicità clinica	Output del sistema per l'intero genoma	Dimensione dell'anomalia (Mb)	% di cromosomi	Punteggi LLR
Campione 1	Gravidanza singola, trisomia 21	Duplicazione parziale su 21	22,50	48,9	19,43
Campione 2	Gravidanza singola, trisomia 18	Duplicazione parziale su 18	47,00	60,2	12,99

Per ulteriori informazioni sulle metriche di controllo qualità utilizzate per riportare i risultati di aneuploidia, consultare la *Guida del software VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n. 1000000067940)*.

Cromosomi sessuali

I risultati dei cromosomi sessuali ottenuti da VeriSeq NIPT Solution v2 sono stati confrontati con gli esiti clinici dei riferimenti standard e sono stati riassunti nella tabella seguente. La percentuale di concordanza è stata calcolata per ogni cromosoma sessuale in ciascun esito clinico dei riferimenti standard. La percentuale di concordanza è stata calcolata come il numero di campioni nei quali l'identificazione del cromosoma sessuale mediante VeriSeq NIPT Solution v2 corrispondeva alla classificazione dei riferimenti clinici standard, diviso per il numero totale dei campioni con la stessa classificazione dei riferimenti clinici standard.

Tabella 13 Percentuale di concordanza per la classificazione sessuale del feto*

Classificazione sessuale del feto	Cario-tipo	Fenotipo dall'esame fisico del neonato		Risultati citogenetici							Man-cante
		Fem-mina	Maschio	XX	XY	XO	XXX	XXY	XYY	Altro**	
Anomalia non rilevata	XX	997	0	21	0	2	0	0	0	0	0
Anomalia non rilevata	XY	0	966	0	15	0	0	0	0	0	1
Anomalia rilevata	XO	0	0	0	0	19	0	0	1	0	0
Anomalia rilevata	XXX	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0

Classificazione sessuale del feto		Fenotipo dall'esame fisico del neonato		Risultati citogenetici							
Rilevata	Cario-tipo	Femmina	Maschio	XX	XY	XO	XXX	XXY	XYY	Altro**	Mancante
Anomalia rilevata	XXY	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0
Anomalia rilevata	XYY	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
Totale		997	966	21	15	21	17	23	12	2	1
Percentuale concordante		100	100	100	100	90,5	100	100	91,7	Non applicabile	Non applicabile

* Cinque gravidanze gemellari sono state correttamente classificate come presenza di Y. Due gravidanze sono state correttamente classificate come mancata presenza di Y.

** Altri risultati citogenetici erano XXXXX e XXYY.

Valore predittivo positivo e valore predittivo negativo di VeriSeq NIPT Solution v2

Il valore predittivo positivo (PPV, Positive Predictive Value) e il valore predittivo negativo (NPV, Negative Predictive Value) del test forniscono informazioni relative alla capacità del test di fornire informazioni su eventuali decisioni cliniche in base alla sensibilità e alla specificità del test, nonché di pretestare la probabilità che un feto sia affetto da trisomia (prevalenza). Poiché PPV e NPV dipendono dalla prevalenza e la prevalenza di queste aneuploidie varia su diverse popolazioni di soggetti, PPV e NPV sono stati calcolati per un intervallo di valori di prevalenza plausibili basati sui valori di sensibilità e specificità osservati nello screening di base (senza mosaicismi noti) dello studio di accuratezza clinica. La [Tabella 17](#) si basa sullo screening dell'intero genoma (con mosaicismi noti).

Tabella 14 Prevalenza della trisomia 21, PPV e NPV nello screening di base (esclusi i mosaicismi noti)

Prevalenza (%)	PPV (%)	NPV (%)
0,05	33,17	> 99,99
0,10	49,82	> 99,99
0,20	66,53	> 99,99
0,50	83,29	> 99,99
1,00	90,93	> 99,99
1,50	93,79	> 99,99
2,00	95,29	> 99,99

Tabella 15 Prevalenza della trisomia 18, PPV e NPV nello screening di base (esclusi i mosaicismi noti)

Prevalenza (%)	PPV (%)	NPV (%)
0,03	23,06	> 99,99
0,05	33,31	> 99,99
0,10	49,99	> 99,99
0,20	66,68	> 99,99
0,30	75,03	> 99,99
0,40	80,04	> 99,99
0,50	83,38	> 99,99

Tabella 16 Prevalenza della trisomia 13, PPV e NPV nello screening di base (esclusi i mosaicismi noti)

Prevalenza (%)	PPV (%)	NPV (%)
0,01	9,10	> 99,99
0,02	16,68	> 99,99
0,05	33,37	> 99,99
0,10	50,05	> 99,99
0,20	66,73	> 99,99


Tabella 17 Prevalenza di qualsiasi anomalia, PPV e NPV nello screening dell'intero genoma (inclusi i mosaicismi noti)

Prevalenza (%)	PPV (%)	NPV (%)
0,01	1,42	> 99,99
0,02	2,81	> 99,99
0,05	6,74	> 99,99
0,10	12,64	> 99,99
0,20	22,45	99,99
0,50	42,07	99,98
1,00	59,34	99,95
1,50	68,75	99,93
2,00	74,68	99,91

Distribuzione della frazione fetale

La distribuzione delle stime della frazione fetale (FF, Fetal Fraction) di VeriSeq NIPT Solution v2 ottenuta dallo screening dell'intero genoma con mosaicismo è mostrata nella categoria degli Esiti clinici dei riferimenti standard nella [Figura 1](#).

Figura 1 Distribuzione della frazione fetale



Cinque campioni presentano anomalie su più categorie.
 La trisomia comune include campioni con trisomia 21, 18 e/o 13.
 L'intero genoma include i campioni con RAA o delezioni e/o duplicazioni parziali.

Le stime di FF andavano nel complesso dal 2% al 34% con una mediana del 9% e uno scarto interquartile (IQ) dal 6% al 12%. La stima di FF mediana per le trisomie comuni e gli eventi rilevati dallo screening dell'intero genoma è dell'8% e per le SCA del 9%. L'intervallo nelle stime di FF era coerente per tutti gli esiti. Non è presente uno scostamento nella distribuzione di FF tra le trisomie comuni, le SCA, gli eventi rilevati dallo screening dell'intero genoma o tutti i campioni nell'analisi dell'intero genoma.

Prestazioni nelle gravidanze gemellari

Stima delle prestazioni per trisomia 13, 18 e 21 e cromosoma Y nella gravidanze gemellari

A causa della bassa prevalenza della trisomia 21, 18 e 13 nelle gravidanze gemellari, per questo studio clinico era disponibile solo un piccolo numero di campioni gemellari affetti. Per stimare le prestazioni di VeriSeq NIPT Solution v2 nelle gravidanze gemellari, sono stati utilizzati modelli *in silico* basati sulle osservazioni ottenute da campioni clinici per simulare le popolazioni di gravidanze gemellari. Questa simulazione era coerente con la popolazione prevista per l'uso. La distribuzione della frazione fetale è stata determinata da circa 4.500 campioni gemellari e confrontata con la distribuzione di circa 120.000 campioni da gravidanza singola. È stata determinata la distribuzione della frazione fetale condizionata dallo stato dell'aneuploidia da identificazioni putative da gravidanza singola (1.044 per la trisomia 21, 307 per la trisomia 18 e 192 per la trisomia 13). La combinazione delle due distribuzioni ha consentito di dedurre il rilevamento dell'aneuploidia nei gemelli. Al fine

di stimare la sensibilità, sono stati simulati set gemellari dizigotici e monozigotici ed è stata utilizzata una media pesata che rappresenta la loro prevalenza nella popolazione prevista per l'uso (2 dizigotico: 1 monozigotico). Per la specificità, sono stati simulati set gemellari non affetti.

La frazione di ciascun campione simulato affetto dalla trisomia (ossia, frazione affetta) è stata calcolata in modo diverso per ciascuna categoria di campione:

- Per i gemelli monozigotici, la frazione affetta di ciascun campione è stata impostata su 1,0 perché, in questo caso, entrambi i gemelli erano affetti da trisomia.
- Per i campioni gemellari dizigotici, si è partiti dal presupposto che solo un gemello era affetto (avere entrambi i gemelli dizigotici affetti è estremamente raro). Sono stati simulati i valori delle frazioni affette utilizzando la distribuzione nota dei rapporti delle frazioni fetali come determinata dai campioni clinici gemellari con sesso discordante. Si è partiti da un approccio conservativo il cui presupposto era che il gemello affetto presentava sempre la frazione fetale più bassa dei due gemelli. È stato applicato un fattore di correzione per le frazioni fetali mediamente più basse nelle gravidanze con trisomia 13 e 18.
- Per i gemelli non affetti, la frazione affetta di ciascun campione è stata impostata su zero.

Per i gemelli affetti dalla trisomia 18 o 13, è stata ridotta la frazione fetale corrispondente alla frazione affetta del campione. La riduzione è stata proporzionale rispetto alla riduzione media nella frazione fetale osservata nei dati clinici nelle gravidanze singole con trisomia 18 e 13 rispetto alle gravidanze singole euploidi.

Per calcolare il punteggio dell'aneuploidia con l'algoritmo standard di VeriSeq NIPT Solution v2, sono state utilizzate sia la frazione fetale complessiva, sia la frazione fetale affetta dei campioni simulati. La sensibilità è stata calcolata determinando con quale frequenza i punteggi dell'aneuploidia per i campioni simulati di gemelli affetti erano superiori al cutoff dell'aneuploidia corrispondente. Analogamente, la specificità è stata calcolata determinando quanto spesso i punteggi delle aneuploidie per la simulazione dei gemelli non affetti erano inferiori al cutoff dell'aneuploidia corrispondente ([Tabella 18](#)). Sono stati stimati intervalli di affidabilità del 95% in base al numero di campioni gemellari clinici reali presenti nel set di dati originari, che erano stati classificati come affetti o non affetti per la trisomia rilevante.

Per stimare la sensibilità del cromosoma Y nei campioni di gemelli, sono stati simulati set di gemelli XY/XY e XX/XY. È stata ottenuta una media ponderata rappresentante la loro prevalenza nella popolazione prevista per l'uso (1 XY/XY: 1 XX/XY). Per stimare la specificità del cromosoma Y nei campioni di gemelli, è stato simulato un set di gemelli XX/XX. I valori della frazione fetale complessiva sono stati simulati in base alla distribuzione nota della frazione fetale nei campioni clinici di gemelli.

Per i campioni di gemelli XY/XY e XX/XY, sono stati stimati i punteggi del cromosoma Y corrispondenti utilizzando la relazione nota tra i punteggi della frazione fetale e del cromosoma Y in campioni clinici da gravidanza singola classificati come maschio. Per i campioni di gemelli XX/XY, sono stati simulati solo i valori della frazione fetale affetta (ossia maschio) utilizzando la distribuzione nota dei rapporti della frazione fetale osservata tra i gemelli di una stessa gravidanza, come determinati dai campioni clinici di gemelli con sesso discordante. È stato preso un approccio conservativo con il quale la frazione fetale affetta è stata selezionata in modo che corrisponda al più piccolo dei due gemelli. Per ciascun campione XX/XY simulato, il punteggio del cromosoma Y è stato moltiplicato per la frazione affetta.

Per i campioni di gemelli XX/XX, i punteggi del cromosoma Y sono stati campionati dai punteggi osservati nei campioni clinici da gravidanza singola classificati come femmina. Il punteggio del cromosoma Y e la frazione fetale complessiva sono stati utilizzati per classificare ciascun campione simulato come cromosoma Y presente o cromosoma Y assente usando l'algoritmo standard di VeriSeq NIPT Solution v2.

La sensibilità è stata calcolata determinando quanto spesso i campioni di gemelli XY/XY o XX/XY simulati erano stati correttamente classificati come cromosoma Y presente. La specificità è stata calcolata determinando quanto spesso i campioni di gemelli XX/XX simulati erano stati correttamente classificati come cromosoma Y assente. Gli intervalli di affidabilità del 95% sono stati stimati in base al numero di campioni di gemelli clinici reali presenti nel set di dati originari, che erano stati classificati come cromosoma Y presente o cromosoma Y assente.

Tabella 18 Stime per le trisomie 21, 18 e 13 in una popolazione simulata nelle gravidanze gemellari

	Trisomia 21	Trisomia 18	Trisomia 13	Presenza di Y
Sensibilità	96,4%	95,7%	93,6%	> 99,9%
IC bilaterale al 95%	(86,4%, 98,9%)	(68,3%, 99,4%)	(64,1%, 98,9%)	(99,9%, > 99,9%)
Specificità	99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%
IC bilaterale al 95%	(99,8%, > 99,9%)	(99,9%, > 99,9%)	(99,9%, > 99,9%)	(99,7%, > 99,9%)

La [Tabella 18](#) fornisce le stime puntuali e gli intervalli di affidabilità del 95% stimati per la sensibilità e la specificità di VeriSeq NIPT Solution v2 per il rilevamento della trisomia 21, 18, 13 e della presenza di Y in una popolazione simulata di due gravidanze coerenti con la popolazione in uso prevista. Gli intervalli di affidabilità sono stati stimati in base al numero di campioni clinici di gemelli che hanno superato il controllo qualità e sono stati classificati come affetti o non affetti per la trisomia rilevante. Il calcolo della sensibilità presume che due terzi delle gravidanze gemellari affette sono dizigotiche con un gemello affetto, mentre un terzo delle gravidanze gemellari affette sono monozigotiche con entrambi i gemelli affetti.

Le stime elencate nella [Tabella 18](#) si riferiscono solo alle gravidanze gemellari. A causa della prevalenza più bassa, i dati per le gravidanze di ordine più elevate (trigemellari o superiori) erano insufficienti per stabilire i modelli statistici appropriati per stimare l'accuratezza del rilevamento dell'aneuploidia.

Prestazioni analitiche

Precisione

Per la valutazione e la quantificazione della precisione del saggio, sono stati analizzati nuovamente i dati ottenuti da due studi precedenti eseguiti con VeriSeq NIPT Solution utilizzando i software di analisi VeriSeq NIPT Solution v2:

- Lo studio di riproducibilità multisede era costituito da tre corse, eseguite da tre operatori, in tre sedi diverse, utilizzando un singolo lotto di reagenti, per un totale di nove corse.

- Lo studio sulla precisione tra i laboratori era costituito da 12 corse presso una singola sede utilizzando due ML STAR, due sistemi di sequenziamento e tre lotti di reagenti per il sequenziamento.

L'obiettivo dello studio di precisione consisteva nel quantificare la precisione del saggio rispetto alla trisomia 21 (T21) e il cromosoma Y, nonché la variabilità stimata tra diversi strumenti, kit di preparazione delle librerie e lotti di reagenti per il sequenziamento.

È stato creato un raggruppamento in pool con 5% di frazione fetale affetto da T21 combinando cfDNA estratto da plasma materno da donne in gravidanza (con un feto affetto da T21) e cfDNA estratto da plasma da donne non in gravidanza. È stato inoltre creato un raggruppamento in pool composto dal 10% di cfDNA con frazione fetale materna-maschio (feto XY). Il pannello di campioni per ciascuno studio e per ciascuna corsa ha incluso quattro replicati del raggruppamento in pool con 5% di frazione fetale di campioni affetti da T21 e 20 replicati del raggruppamento in pool con 10% di cfDNA con frazione fetale materna-maschio. Il test è stato eseguito in 10 giorni per un totale di 21 corse per i due studi combinati.

T21 e la presenza del cromosoma Y sono stati scelti per la valutazione in base alla rappresentatività delle condizioni cliniche e alla complessità del rilevamento dell'anomalia. Essendo il più piccolo autosoma umano, la dimensione del cromosoma 21 ha influito direttamente sulla sensibilità del rilevamento di T21, in particolar modo a valori bassi di frazione fetale come quelli utilizzati in questo studio. Il cromosoma Y, in quanto presente nel plasma materno, è esclusivamente di origine fetale e pertanto il saggio può rilevarlo più facilmente.

Le deviazioni medie e standard osservate per il punteggio LLR del cromosoma 21 e i valori cromosomici normalizzati (NCV, Normalized Chromosomal Value) del cromosoma Y hanno mostrato che la deviazione standard (SD, Standard Deviation) dei replicati era la più ampia fonte di variabilità. Le variazioni tra sedi, strumenti e lotti di reagenti hanno aggiunto una significativa quantità di variabilità, come provato dalla differenza tra la deviazione standard totale e la deviazione standard dei replicati mostrata nella [Tabella 19](#) e nella [Tabella 20](#).

Tabella 19 Riepilogo della deviazione standard della risposta del sequenziamento multisede (riproducibilità)

Risposta	N.	Media	Deviazione standard replicati	Deviazione standard riproducibilità totale*
Punteggio LLR per il cromosoma 21	36	34,43	11,36	11,36
NCV cromosoma Y	180	190,56	7,96	10,20

* Il totale include la variabilità dovuta alla sede, all'operatore, alla corsa, al giorno e al replicato.

Tabella 20 Riepilogo sulla precisione della risposta del sequenziamento tra i laboratori

Risposta	N.	Media	Deviazione standard replicati	Deviazione standard totale tra laboratori*
Punteggio LLR per il cromosoma 21	48	36,01	9,07	10,25
NCV cromosoma Y	240	198,68	7,63	7,82

* Il totale include la variabilità dovuta allo strumento di sequenziamento, al lotto di reagenti, all'operatore, alla corsa, al giorno e al replicato.

È stato eseguito un ulteriore studio per confrontare la precisione del sequenziamento (deviazione standard totale) di VeriSeq NIPT Solution v2 utilizzando la versione 2.0 di una cella a flusso rispetto alla versione 2.5. Lo studio includeva due tipi di cella a flusso (v2.0 e v2.5), tre lotti di kit di sequenziamento, quattro sistemi di strumenti e due corse di sequenziamento per combinazione per un totale di 48 corse in una singola sede. Un raggruppamento in pool per il sequenziamento è stato preparato da piastre di cfDNA che sono state preparate manualmente. Il pannello di campioni ha incluso quattro replicati del raggruppamento in pool con 5% di frazione fetale di campioni affetti da T21 e 20 replicati del raggruppamento in pool con 10% di cfDNA con frazione fetale materna-maschio (feto XY). I risultati ottenuti dallo studio sono illustrati nella [Tabella 21](#) e supportano la mancanza di differenze nella precisione del sequenziamento quando si utilizza una cella a flusso versione v2.0 rispetto a una cella a flusso versione v2.5.

Tabella 21 Riepilogo della precisione della risposta del sequenziamento di una cella a flusso v2.0 rispetto a una cella a flusso v2.5

Risposta	Numero di osservazioni per versione	Deviazione standard totale per v2.0*	Deviazione standard totale per v2.5*	Risultato statistico**
Punteggio LLR per il cromosoma 21	96	9,56	8,44	Equivalente statistico (valore p=0,25)
NCV cromosoma Y	480	7,74	7,38	Equivalente statistico (valore p=0,38)

* Il totale include la variabilità dovuta allo strumento di sequenziamento, al lotto di reagenti, alla corsa, al giorno e al replicato.

** Basato sul test F per l'uguaglianza delle variazioni (deviazioni standard al quadrato)

Contaminazione incrociata

La contaminazione incrociata è stata valutata nel flusso di lavoro di preparazione dei campioni di VeriSeq NIPT Solution. Sono stati testati i raggruppamenti in pool da femmine non in gravidanza (XX) e da maschi adulti (XY) in un pattern a scacchiera su quattro piastre nel formato a 96 pozzetti. N = 48 ciascuno per i campioni femminili e maschili per piastra, per un totale di 192 campioni femminili e 192 campioni maschili. Nessuno dei campioni femminili ha dimostrato una copertura per il cromosoma Y statisticamente superiore al background stimato, indicando che non era presente una contaminazione incrociata dai campioni maschili nella medesima piastra. Non è stata osservata una contaminazione incrociata rilevabile in VeriSeq NIPT Solution.

Sostanze potenzialmente interferenti

È stato valutato l'impatto di sostanze potenzialmente interferenti in VeriSeq NIPT Solution valutando le prestazioni del saggio in presenza di tali sostanze.

Albumina, bilirubina, emoglobina e trigliceridi (endogeni) sono stati addizionati ai raggruppamenti in pool del plasma materno appartenenti a gravidanze femminile non affette (feto XX). Ciascuna sostanza del test è stata analizzata a due concentrazioni (n=16 per ciascuna). Non è stata osservata alcuna interferenza nelle prestazioni del saggio.

Tabella 22 Sostanze potenzialmente interferenti (endogene)

Sostanza del test	Concentrazione bassa del test (mg/ml)	Concentrazione alta del test (mg/ml)
Albumina	35	50
Bilirubina	0,01	0,15
Emoglobina	100	200
Trigliceride	1,5	5

La presenza naturale di DNA genomico materno (gDNA, Genomic DNA) nel plasma può inoltre potenzialmente interferire con le prestazioni del saggio, in quanto può essere estratto assieme a cfDNA fetale. Livelli di DNA genomico a 1,6, 3,3 e 4,9 ng per campione (che corrispondono a 1, 2 e 3 deviazioni standard sopra la media prevista di concentrazione di gDNA dopo sette giorni di conservazione di sangue intero¹²) sono stati aggiunti a cfDNA estratto da plasma materno da gravidanze femminili (feto XX) non affette. I campioni sono stati testati con VeriSeq NIPT Solution (n=16 per ciascuna concentrazione). Non è stata osservata alcuna interferenza nelle prestazioni del saggio in presenza di livelli elevati di gDNA.

Sono state testate venti sostanze potenzialmente interferenti basate su farmaci (esogene) comunemente utilizzate o prescritte durante la gravidanza per identificare EP7-A2 (Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline-Second Edition - Test delle interferenze nella chimica clinica; Linee guida approvate - seconda edizione). Le 20 sostanze potenzialmente interferenti sono state combinate in quattro raggruppamenti in pool, sono state addizionate al plasma materno ottenuto da gravidanze femminili non affette (feto XX) e testate con VeriSeq NIPT Solution (N=16 per ciascun raggruppamento in pool). Non è stata osservata alcuna interferenza nelle prestazioni del saggio in presenza di queste sostanze esogene.

Tabella 23 Sostanze potenzialmente interferenti (esogene)

Raggruppamento in pool 1	Raggruppamento in pool 2	Raggruppamento in pool 3	Raggruppamento in pool 4
Acetaminofene	Difenidramina	Albuterolo	Cetirizina
Acetilcisteina	Eritromicina	Bupropione	Destrometorfano
Bisoprololo	Guaifenesina	Caffeina	Acido ascorbico L
Citalopram	Eparina	Sertralina	Metoprololo
Desloratadina	Lidocaina	Fluoruro di sodio	Nadololo

Limite di rilevamento

Il limite di rilevamento (Limit Of Detection, LOD) viene definito come il livello di frazione fetale che corrisponde alla probabilità del 95% di rilevare una condizione di interesse, come T21. Sono stati condotti diversi studi e analisi statistiche per valutare l'LOD di VeriSeq NIPT Solution v2 per diverse condizioni comuni.

La probabilità di rilevare una condizione di interesse in un campione affetto elaborato da VeriSeq NIPT Solution v2 dipende principalmente da tre fattori:

- frazione fetale;
- profondità di sequenziamento;
- dimensione e complessità della regione genomica di interesse.

Ipotizzando una profondità di sequenziamento costante, è più facile rilevare una data aberrazione in un campione con una percentuale maggiore di frazione fetale rispetto a un campione con una percentuale inferiore di frazione fetale. Ipotizzando invece una frazione fetale costante, è più facile rilevare una data aberrazione in un campione con una profondità di sequenziamento maggiore rispetto a un campione con una profondità di sequenziamento inferiore. Infine, ipotizzando una frazione fetale e una profondità di sequenziamento costanti, le aberrazioni in regioni genomiche più piccole o più complesse sono più difficili da rilevare rispetto alle aberrazioni in regioni genomiche più grandi o meno complesse.


Per determinare l'LOD per la delezione T21, sono stati analizzati i campioni che comprendevano miscele di campioni T21 raggruppati in pool e di campioni non affetti raggruppati in pool. Sono stati miscelati due tipi di analiti su una serie di titolazione per creare un set di sette livelli di frazioni fetali (0, 2, 3, 4, 5, 6 e 10%). Ciascun livello era rappresentato da un totale di 10 replicati.

Per aumentare ulteriormente la risoluzione della griglia delle frazioni fetali per l'analisi di LOD, i dati ottenuti da questo studio sono stati incrementati con i dati ottenuti da una diluizione in silico. Sono stati simulati gli effetti della diluizione e della titolazione sperimentali mescolando in modo controllato i dati del sequenziamento. I dati ottenuti da questa titolazione in silico coprivano un set di 14 livelli di frazioni fetali (1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,25 e 4,50%) con 32 replicati per ciascun livello. Ai dati ottenuti è stata applicata un'analisi probit per determinare l'LOD per T21.

È stato sviluppato indipendentemente un modello statistico utilizzando la frazione fetale, la profondità di sequenziamento e la complessità/dimensione genomica per predire la probabilità di rilevamento di qualsiasi aberrazione in qualsiasi campione. Questo modello è stato generato in base ai dati che corrispondevano a un set di 1.405 campioni XY. L'LOD per T21, come predetto da questo modello, è stato determinato come concordante con la stima basata sull'analisi probit sopra descritta. Questo modello statistico è stato utilizzato per stimare i valori LOD per le aneuploidie su tutti gli autosomi e per le delezioni e duplicazioni parziali.

La [Figura 2](#) mostra la probabilità di rilevamento del 95% per le regioni medie in base alla dimensione e i limiti autosomici del rilevamento per tutte le trisomie e tutte le monosomie.

Figura 2 Probabilità di rilevamento del 95% per le regioni medie in base alla dimensione per VeriSeq NIPT Solution v2



Crom.	Simbolo	Trisomia		Monosomia	
		Cutoff LLR	LoD (%)	Cutoff LLR	LoD (%)
1	○	7	1.44	13.2	1.80
2	□	9	1.47	13.6	1.71
3	◇	5	1.41	13.8	1.99
4	△	7	1.82	15.2	2.39
5	▽	7.6	1.60	17	2.14
6	●	7.3	1.60	15.4	2.09
7	■	6.6	1.73	14	2.25
8	◆	5.8	1.63	14.8	2.25
9	▲	8	1.97	13.6	2.37
10	▼	8.8	2.01	14.7	2.42
11	●	12.2	2.14	15.7	2.35

Crom.	Simbolo	Trisomia		Monosomia	
		Cutoff LLR	LoD (%)	Cutoff LLR	LoD (%)
12	■	11.6	2.14	12.8	2.22
13	◇	3	1.68	16.5	2.94
14	△	12.7	2.68	14.7	2.82
15	▽	9.8	3.07	16.4	3.69
16	⊠	10.7	3.10	15.3	3.54
17	*	16.8	4.25	15.7	4.14
18	⊕	3	1.98	11.3	3.02
19	⊕	15.5	5.01	27.5	6.26
20	⊞	10.6	3.20	18.2	3.91
21	⊗	2.5	2.58	13.2	4.40
22	⊞	13.5	4.87	15.3	5.09

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi di VeriSeq NIPT Solution v2

Modalità mancato funzionamento	Risultato possibile	Interpretazione	Intervento raccomandato	Commenti
Input di plasma insufficiente	Controllo qualità del campione non superato	Volume di plasma insufficiente.	Eseguire un nuovo prelievo.	In base all'ispezione visiva del volume di plasma.
Provetta di sangue difettosa	Il sangue non si è separato in strati	Il campione non è stato centrifugato.	Assicurarsi che la centrifuga sia stata avviata e che la provetta sia stata fatta ruotare alla forza corretta. Eseguire un nuovo prelievo.	
		Conservazione o trasporto del campione non appropriato (emolisi del campione).	Eseguire un nuovo prelievo.	I campioni congelati non si separeranno. Condizioni di trasporto o conservazione non appropriate potrebbero portare a emolisi del campione.

Modalità mancato funzionamento	Risultato possibile	Interpretazione	Intervento raccomandato	Commenti
Ostruzione campione o flusso lento	Contaminazione del plasma	I singoli campioni possono ostruire la piastra di legame se è presente una contaminazione significativa nel campione di plasma.	Controllare il campione. Se il plasma rimanente nella provetta è rosso o di aspetto lattiginoso, annullare il campione e richiedere un nuovo prelievo. Se l'aspetto del campione è normale, ritestare il campione.	
	Fuoriuscita di campione	Inadeguata ispezione visiva di ogni provetta per controllare se il campione è adatto.	Invalidare qualsiasi campione nei pozzetti adiacenti interessati dalla fuoriuscita.	Potrebbe indicare condizioni di trasporto o conservazione improprie dei campioni prima dell'elaborazione. Escludere dall'elaborazione i campioni non adatti.
	Malfunzionamento dell'hardware	Digestione inadeguata di materiale durante l'estrazione.	Ritestare il campione. Se il problema persiste nella posizione del pozzetto con altri campioni, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.	

Modalità mancato funzionamento	Risultato possibile	Interpretazione	Intervento raccomandato	Commenti
Controllo qualità dell'analisi per i singoli campioni non superato	Controllo qualità del sequenziamento non superato	Le possibili cause sono: <ul style="list-style-type: none"> • Input genetico insufficiente • Trasferimento errato durante la gestione dei campioni • Problemi con i reagenti per il sequenziamento 	Verificare l'annotazione del campione. Verificare la presenza di prestazioni simili su campioni testati in precedenza nella relativa posizione sulla piastra. Ritestare il campione.	Indica se è presente un input di campione insufficiente o un trasferimento errato su ML STAR. Il materiale genetico insufficiente potrebbe provenire da DNA libero fetale insufficiente nel plasma o DNA cellulare che causa un'eccessiva diluizione del campione per il sequenziamento.
	FF o conteggio di siti non esclusi (NES) bassi	I dati generati non sono sufficienti per creare un report accurato.	Ritestare a partire dal plasma.	
Controllo qualità della quantificazione non superato	Corsa di quantificazione non riuscita. La mediana del batch è al di sotto del valore minimo	Resa del processo insufficiente.	Ripetere la quantificazione. Se la ripetizione non riesce, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.	Le metriche della curva standard non superate indicano problemi con la preparazione dei campioni (ossia l'uso di etanolo non per biologia) o problemi con il processo di quantificazione.
	Corsa di quantificazione non riuscita	Curva standard non riuscita.	Ripetere la quantificazione. Se la ripetizione non riesce, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.	

Modalità mancato funzionamento	Risultato possibile	Interpretazione	Intervento raccomandato	Commenti
Raggruppamento in pool non riuscito	Impossibile completare il raggruppamento in pool dei campioni	L'analisi del raggruppamento in pool non è in grado di calcolare i volumi corretti dei raggruppamenti.	Valutare nuovamente la concentrazione target del raggruppamento in pool. Rielaborare l'analisi del raggruppamento in pool.	

Risoluzione dei problemi di VeriSeq NIPT Microlab STAR

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
Creazione del batch	EM0044	The Batch ID entered contains forbidden characters. (L'ID del batch inserito contiene caratteri non permessi.)	VeriSeq NIPT Solution v2 accetta solo numeri, lettere, trattini bassi e trattini per tutti i campi dei dati.	Rinominare il batch utilizzando un nome che non contenga caratteri speciali.
Creazione del batch	EM0051	The Batch ID is greater than 36 characters in length. (L'ID del batch contiene più di 36 caratteri.)	VeriSeq NIPT Solution v2 limita la lunghezza dei nomi dei batch a 36 caratteri o meno.	Rinominare il batch utilizzando un nome che contenga meno di 36 caratteri.

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
Creazione del batch	EM0076	Unable to connect to VeriSeq Onsite Server v2. (Impossibile collegarsi a VeriSeq Onsite Server v2.)	VeriSeq Onsite Server v2 non risponde alle richieste di dati da parte di Workflow Manager.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che ML STAR sia collegato alla rete. 2. Assicurarsi che VeriSeq Onsite Server v2 sia acceso. 3. Controllare che ML STAR sia in grado di collegarsi a VeriSeq Onsite Server v2 (mediante richiesta ping). 4. Controllare il flacone degli scarti del vuoto. Se il flacone degli scarti è pieno per più della metà, svuotare il flacone degli scarti. 5. Se i passaggi sopra indicati non risolvono il problema, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.
Creazione del batch	EM0118	This batch has been failed and cannot be further processed. (Questo batch non è riuscito e non può essere ulteriormente elaborato.)	Il batch indicato è già fallito in precedenza e non può essere ulteriormente elaborato.	La registrazione del batch su VeriSeq Onsite Server v2 indica che il batch selezionato è fallito. Non è permessa nessuna ulteriore elaborazione. Creare un altro batch con i campioni richiesti.

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
Creazione del batch	Non applicabile	This batch has already completed processing. Would you like to repool? (Questo batch ha già completato l'elaborazione. Procedere con la ripetizione del raggruppamento in pool?)	Il batch indicato è stato elaborato mediante il raggruppamento in pool. È possibile solo ripetere il raggruppamento in pool.	Ripetere il raggruppamento in pool nel modo seguente. <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Re-Pool (Ripeti raggruppamento in pool). • Interrompere il metodo e assicurarsi che il nome del batch sia corretto prima di ripetere il raggruppamento in pool.
Isolamento del plasma	WP0087	Duplicate sample barcodes loaded. (Sono stati caricati campioni con codici a barre duplicati.)	Campioni con codici a barre identici sono stati caricati sul sistema.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attenersi ai suggerimenti di Workflow Manager per identificare i campioni duplicati. 2. Rimuovere i duplicati ed etichettarli nuovamente o sostituirli. 3. Ricaricare i campioni.
Isolamento del plasma	EP0102	Samples specified in the Sample Sheet were not loaded. (I campioni indicati nel foglio campioni non sono stati caricati.)	I campioni inclusi nel foglio campioni non sono stati inclusi nei codici a barre caricati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attenersi ai suggerimenti di Workflow Manager per identificare i campioni mancanti. 2. Eseguire una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere i campioni mancanti al batch e ricaricare i campioni. • Interrompere il metodo e modificare il foglio campioni in base alle esigenze. Riavviare il metodo.

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
Caricamento piastra	Non applicabile	Venus Barcode Mask Error. (Errore maschera del codice a barre Venus.)	Workflow Manager impone l'associazione di piastra-batch corretti utilizzando le maschere del codice a barre Venus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare la posizione della piastra e confermare che il layout della piastra sia corretto. 2. Assicurarsi che la piastra caricata sia la piastra corretta per il batch indicato.
Estrazione di cfDNA	WE0150	Pressure in the vacuum chamber is too low. (La pressione nella camera del vuoto è troppo bassa.)	Workflow Manager non procede se la pressione della linea del vuoto a riposo è inferiore a 400 Torr.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare la presenza di ripiegamenti o altre ostruzioni nella linea del vuoto. 2. Aprire le clip di rilascio della linea di scarico, fare fuoriuscire la pressione, quindi chiudere completamente le clip di rilascio della linea. 3. Assicurarsi che il controller del vuoto e la pompa siano accesi. 4. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.
Estrazione di cfDNA	WE0153	Pressure in the vacuum chamber is too high. (La pressione nella camera del vuoto è troppo elevata.)	Se la pressione del vuoto misurata è troppo elevata prima di avviare il controllo della pressione, il sistema potrebbe presentare un malfunzionamento.	Nella parte posteriore del controller, assicurarsi che tutte le connessioni e le linee del vuoto siano fissate correttamente.

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
Estrazione di cfDNA	WE0996	Vacuum failed to seal. (Impossibile creare la tenuta del vuoto.)	Risolvere la mancata riuscita del vuoto prima di continuare.	<p>Verificare che la mancata riuscita sia risolta prima di selezionare OK (Ok).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che la piastra di legame sia livellata rispetto al collettore del vuoto. Indossando un guanto, premere con forza sulla piastra di legame. 2. Ascoltare la presenza del suono del vuoto e osservare il flusso di acqua attraverso la piastra di legame. 3. Aprire la visualizzazione della traccia in Workflow Manager. Una volta raggiunta l'effettiva lettura della pressione di almeno 50 unità di pressione inferiore rispetto alla lettura ambiente, selezionare OK (Ok) per continuare con l'estrazione di cfDNA. 4. Se la lettura della pressione richiesta non viene raggiunta nel tempo previsto, selezionare OK (Ok) per continuare con il primo carico di lisato. 5. Mettere in pausa il metodo dopo che il lisato è stato erogato nella piastra di legame. Riposizionare e premere con forza sulla piastra di legame. 6. Se il lisato non passa attraverso la piastra, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
Estrazione di cfDNA	WM0219	If Vacuum is on, manually rest the pump. (Se il vuoto è acceso, spegnere manualmente la pompa.)	Il vuoto potrebbe rimanere acceso dopo l'interruzione di un metodo durante l'estrazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sul controller del vuoto, premere il pulsante Power (Accensione) per spegnere il vuoto. 2. Attendere 10 secondi, quindi premere di nuovo il pulsante Power (Accensione) per accendere il vuoto.
Estrazione di cfDNA	EE0477	An error has occurred while moving a plate. (iSWAP error) (Si è verificato un errore durante lo spostamento di una piastra. Errore iSWAP)	Se si è verificato un errore iSWAP (piastra fatta cadere, non è stata presa, etc.) e il sistema inviterà l'utente a completare manualmente lo spostamento della piastra.	<p>Assicurarsi che la piastra possa essere recuperata (materiale non versato).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la piastra non può essere recuperata, interrompere la corsa. • Se la piastra può essere recuperata, attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento manuale della piastra.
Estrazione di cfDNA	EE0519	Scanned barcode does not match Binding Plate barcode on record. (Il codice a barre scansionato non corrisponde al codice a barre registrato per la piastra di legame.)	La piastra Binding (Legame) caricata non corrisponde al codice a barre della piastra rimossa.	Assicurarsi che la piastra caricata corrisponda al codice a barre registrato (vedere il registro della traccia per individuare il codice a barre previsto).

Fase di elaborazione	Codice errore	Finestra di dialogo dell'errore	Descrizione	Risoluzione da parte dell'utente
API	EA0372	Unable to connect to the data server. (Impossibile collegarsi al server dei dati).	VeriSeq Onsite Server v2 non risponde alle richieste di dati da parte di Workflow Manager.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che ML STAR sia collegato alla rete. 2. Assicurarsi che VeriSeq Onsite Server v2 sia acceso. 3. Controllare che ML STAR sia in grado di collegarsi a VeriSeq Onsite Server v2 (mediante richiesta ping).
	EA0774	Connection Error The API server connection failed to validate. (Errore di connessione. La connessione al server di dati API non è stata convalidata.)	VeriSeq Onsite Server v2 non risponde più alla richiesta di dati da parte di Workflow Manager.	Assicurarsi che: <ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che ML STAR sia collegato alla rete. 2. Controllare che ML STAR sia in grado di collegarsi a VeriSeq Onsite Server v2 (mediante richiesta ping). 3. Assicurarsi che VeriSeq Onsite Server v2 sia acceso.
	EA0780	403: Invalid Request The current transaction is not valid. (403: richiesta non valida. L'attuale transazione non è valida.)	I dati inviati violano la logica di flusso di lavoro del sistema.	Per maggiori informazioni, controllare i dettagli dell'errore. Di solito le cause sono input troppo lunghi o che violano l'elenco delle caratteristiche accettabili.

Bibliografia

1. Nagaoka S, Hassold T, Hunt P. Human aneuploidy: mechanisms and new insights into an age-old problem. *Nat Rev Genet.* 2012;13(7):493-504. doi:10.1038/nrg3245.
2. Garnder RJ, Sutherland GR, Schaffer LG. *Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling.* 4th edition. New York (NY): Oxford University Press; 2012.
3. Akolekar R, Beta J, Picciarelli G, Ogilvie C, D'Antonio F. Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2015 Jan;45(1):16-26. doi: 10.1002/uog.14636.
4. American College of Obstetricians and Gynecologists. Screening for fetal aneuploidy. *Practice Bulletin No. 163.* *Obstet Gynecol.* 2016; 127(5):e123-137.
5. Gil MM, Accurti V, Santacruz B, Plana MN, Nicolaides KH. Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for fetal aneuploidies: updated meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2017 Apr 11. doi: 10.1002/uog.17484.
6. Bianchi D, Parker R, Wentworth J et al. DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening. *N Engl J Med.* 2014;370(9):799-808. doi:10.1056/nejmoa1311037.
7. Benn P, Borrell A, Chiu RW, et al. "Position statement from the Chromosome Abnormality Screening Committee on behalf of the Board of the International Society for Prenatal Diagnosis." *Prenat Diagn* 35 (2015): 725-34.
8. Gregg AR, Skotko BG, Benkendorf JL, et al. Noninvasive prenatal screening for fetal aneuploidy, 2016 update: a position statement of the American College of Medical Genetics and Genomics. *Genet Med.* 2016: doi:10.1038/gim.2016.97.
9. Dondorp W, de Wert G, Bombard Y, et al. Non-invasive prenatal testing for aneuploidy and beyond: challenges of responsible innovation in prenatal screening. *Eur J Hum Genet.* 2015 Nov;23(11): 1438-50.
10. Grati, et al. "Fetoplacental mosaicism: potential implications for false-positive and false-negative noninvasive prenatal screening results." *Genetics in Medicine* 16 (2014): 620-624.
11. Wellesley, et al. "Rare chromosome abnormalities, prevalence and prenatal diagnosis rates from population-based congenital anomaly registers in Europe." *European Journal of Human Genetics* 20 (2012): 521-526.
12. Norton S, Lechner J, Williams T, Fernando M et al. A Stabilizing Reagent Prevents Cell-free DNA Contamination by Cellular DNA in Plasma During Blood Sample Storage and Shipping as Determined by Digital PCR. *Clin. I Biochem.* 2013;46: 1561-1565. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2013.06.002.
13. Bianchi D W, et al. "Genome-wide fetal aneuploidy detection by maternal plasma DNA sequencing." *Obstet Gynecol* 119 (2012): 890-901.
14. Ehrich M, et al. "Genome-wide cfDNA screening: clinical laboratory experience with the first 10,000 cases." *Genet Med* 19 (2017): 1332-1337.

15. Fiorentino F, et al. "The clinical utility of genome-wide cfDNA screening." *Prenat Diagn* 37 (2017): 593-601.
16. Pertile, MD, et al. "Rare autosomal trisomies, revealed by maternal plasma DNA sequencing, suggest increased risk of feto-placental disease." *Sci Transl Med* 9 (2017): eaan1240.

Cronologia revisioni

Documento	Data	Descrizione della modifica
Documento n. 1000000078751 v08	Agosto 2022	Aggiornato il numero di codice del flusso di lavoro. Rimosse le istruzioni di pipettamento per miscelare quando la piastra delle librerie è congelata.
Documento n. 1000000078751 v07	Maggio 2022	<p>Suddiviso Limiti della procedura in Report di VeriSeq NIPT Solution v2 con incluse le prime due voci puntate e il testo rimanente incluso in una nuova intestazione chiamata Limiti del saggio.</p> <p>Rimossi</p> <ul style="list-style-type: none"> • VeriSeq da tutte le etichette dei reagenti. • Applicazione di un codice a barre dell'adattatore portacelle VeriSeq NIPT in Preparazione delle librerie. <p>Aggiunti</p> <ul style="list-style-type: none"> • La parola "certificata" ad acqua priva di DNasi/RNasi. • Uno dei seguenti lettori per micropiastre, o equivalente e SpectraMax M2, M3, M4, M5 e una nota. • Testo alla sezione VeriSeq NIPT Microlab STAR per spiegare cosa fare durante l'evento di gestione dell'errore. • Una nota per controllare visivamente i pozzetti. • Istruzioni per batch da 24 e 48 campioni in tutte le sezioni del protocollo. • Passaggi per quando utilizzare un adattatore portacelle viola, o equivalente. • Testo alla sezione Demografia e caratteristiche della gravidanza per includere i risultati della gravidanza al primo trimestre. • Una voce puntata alle specifiche della piastra Deep Well (Pozzetto profondo) per includere la resistenza alla torsione. <p>Aggiornati</p>

Documento	Data	Descrizione della modifica
		<ul style="list-style-type: none"> • Testo per chiarire i nomi dei batch unici e incluso un esempio. • Simboli e formattazione per Note, Attenzione e Avvertenza. • Risultati delle voci puntate sotto le voci puntate del test. • Tiocianato di guanidinio in cloruro di guanidinio. • CVS in BVS (Basic Vacuum System). • Testo per chiarire l'utilizzo dello screening dell'intero genoma e del punteggio LLR. • Specifiche: specifiche delle provette di reagente, piastre a pozzetti profondi, piastra a 384 pozzetti, piastre a 96 pozzetti.
Documento n. 1000000078751 v06	Agosto 2021	Aggiornati gli indirizzi dei rappresentanti autorizzati nell'Unione Europea.
Documento n. 1000000078751 v05	Dicembre 2020	<p>Aggiornate le sezioni Principi della procedura, Avvertenze e precauzioni ed Etichettatura del prodotto con ulteriori chiarimenti per soddisfare le esigenze normative.</p> <p>Minori aggiornamenti al contenuto nel protocollo per soddisfare gli attuali stile e organizzazione Illumina.</p> <p>Corretta la descrizione del cromosoma 21 da "il secondo più piccolo autosoma umano" a "il più piccolo autosoma umano" nella sezione Precisione di Prestazioni analitiche.</p> <p>Aggiunte le dichiarazioni di avvertenza per l'uso improprio dei serbatoi e per i rischi di amalgamazione del campione nelle sezioni Preparazione di Plasma Isolation (Isolamento del plasma) e Interpretazione dei risultati.</p> <p>Aggiunti i nuovi numeri di codice del server e del software per la release degli aggiornamenti dei numeri di codice del nuovo modello del server e del software.</p> <p>Aggiunte precauzioni alle informazioni sul protocollo e sulla risoluzione dei problemi per gestire e impedire le fuoriuscite di campione.</p> <p>Aggiornati gli ingredienti attivi in DNA Quantification Standard (Standard di quantificazione del DNA) del reagente in Scatola accessori per allinearsi alla Scheda di sicurezza.</p> <p>Aggiornate le convenzioni per l'assegnazione del nome del modulo Local Run Manager VeriSeq NIPT per coerenza con altra documentazione.</p> <p>Aggiunta la cronologia revisioni.</p>
Documento n. 1000000078751 v04	Ottobre 2020	Eseguite correzioni minori.

Documento	Data	Descrizione della modifica
Documento n. 1000000078751 v03	Settembre 2020	Aggiornato l'elenco dei materiali in base alle attuali specifiche delle apparecchiature di laboratorio assieme alle opzioni compatibili note.
Documento n. 1000000078751 v02	Febbraio 2020	<p>Aggiornata la presentazione delle informazioni di Prestazioni cliniche per spiegare meglio le differenze tra i tipi di screening basico e dell'intero genoma.</p> <p>Aggiunte una nuova sezione Differenze nelle prestazioni tra screening di base e screening dell'intero genoma.</p> <p>Rimosse le informazioni contraddittori sul report supplementare facoltativo dalla sezione Principi della procedura.</p> <p>Aggiornata la convenzione per l'assegnazione del nome del software VeriSeq NIPT Workflow Manager v2 per tutto il documento per coerenza stilistica.</p> <p>Aggiornati gli indirizzi Illumina per l'Australia e i Paesi Bassi per riflettere recenti modifiche.</p>
Documento n. 1000000078751 v01	Agosto 2019	Rimossa la fase duplicata in Estrazione di cfDNA dovuta a un errore software di pubblicazione.
Documento n. 1000000078751 v00	Maggio 2019	Versione iniziale.

Brevetti e marchi di fabbrica

Questo documento e il suo contenuto sono di proprietà di Illumina, Inc. e delle aziende ad essa affiliate ("Illumina") e sono destinati esclusivamente ad uso contrattuale da parte dei clienti di Illumina, per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti qui descritti, con esclusione di qualsiasi altro scopo. Questo documento e il suo contenuto non possono essere usati o distribuiti per altri scopi e/o in altro modo diffusi, resi pubblici o riprodotti, senza previa approvazione scritta da parte di Illumina. Mediante questo documento, Illumina non trasferisce a terzi alcuna licenza ai sensi dei suoi brevetti, marchi, copyright, o diritti riconosciuti dal diritto consuetudinario, né diritti simili di alcun genere.

Al fine di assicurare un uso sicuro e corretto dei prodotti qui descritti, le istruzioni riportate in questo documento devono essere scrupolosamente ed esplicitamente seguite da personale qualificato e adeguatamente formato. Leggere e comprendere a fondo tutto il contenuto di questo documento prima di usare tali prodotti.

LA LETTURA INCOMPLETA DEL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO E IL MANCATO RISPETTO DI TUTTE LE ISTRUZIONI IVI CONTENUTE POSSONO CAUSARE DANNI AL/I PRODOTTO/I, LESIONI PERSONALI A UTENTI E TERZI E DANNI MATERIALI E RENDERANNO NULLA QUALSIASI GARANZIA APPLICABILE AL/I PRODOTTO/I.

ILLUMINA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO IMPROPRIO DEL/DEI PRODOTTO/I QUI DESCRITTI (INCLUSI SOFTWARE O PARTI DI ESSO).


© 2022 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni specifiche sui marchi di fabbrica, consultare la pagina Web www.illumina.com/company/legal.html.

Informazioni di contatto



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (fuori dal Nord America)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Paesi Bassi

Sponsor Australiano

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia

Etichettatura del prodotto

Per un riferimento completo dei simboli che si trovano sulla confezione del prodotto e sull'etichettatura, fare riferimento alla legenda dei simboli alla pagina Web support.illumina.com sulla scheda *Documentation* (Documentazione) per il kit in uso.

Un riepilogo su sicurezza e prestazioni si trova alla pagina Web <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, dopo il lancio dell'European Database on Medical Devices (Eudamed). È collegato al Basic UDI-DI (0081627002NIPTRP).