






















Symboles

DESTINÉ AU DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT

La présente légende générale a pour but de favoriser la compréhension des symboles susceptibles d'apparaître sur l'étiquette du produit.

	Contenu suffisant pour <n> tests
	Appareil médical de diagnostic in vitro
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Sur ordonnance uniquement
	Identifiant unique du dispositif
 www.illumina.com/patents	Brevets
	Renseignements de la fiche signalétique
	Pays d'origine
	Attention
	Limite d'humidité
	Ne pas réutiliser
	Date de fabrication
	Limite de température
	Numéro de référence
	Numéro du lot
	Fabricant
	Date limite d'utilisation
	Garder à l'abri de la lumière.
	Lire le mode d'emploi
<input type="checkbox"/> 100 ml EtOH Added	Case à cocher pour confirmer que 100 ml d'alcool éthylique ont été ajoutés dans la bouteille

CE
2797



Conformité européenne

Symbole indiquant un risque pour la santé – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse

<http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.



Symbole indiquant un produit inflammable - Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse

<http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.



Symbole d'avertissement de danger – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse

<http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.



Symbole de danger d'oxydation – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse

<http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.



Symbole de danger de corrosion – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse

<http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.



Symbole indiquant un produit toxique – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse

<http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.

Ce côté vers le haut



Fragile, à manipuler avec précaution





Garder au sec



Garder congelé

Droit d'auteur et marques de commerce

© 2021 Illumina, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété d'Illumina, Inc. ou de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir des renseignements sur les marques de commerce, consultez la page www.illumina.com/company/legal.html.

Coordonnées



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Californie 92122
États-Unis
+ (1) 800 809 ILMN (4566)
+ (1) 858 202 4566 (en
dehors de l'Amérique du
Nord)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Commanditaire australien

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Australie