

Sekretess- och säkerhets- policy för Illumina Proactive

Fjärrinstrumentprestanda
som uppfyller branschens
bästa praxis och
följer integritets-
och säkerhetskraven

illumina[®]

Molncertifiering och -attestering

Illumina Proactive kan integreras med befintlig Illumina-molninfrastruktur som tillhandahålls av Amazon Web Services (AWS). Säker åtkomst till data hanteras med Illumina BaseSpace™ Sequence Hub, vars svit med molnapplikationer har uppnått årlig ISO 27001:2013 Avisningscertifiering och sjukförsäkringsportabilitet och ansvarsskyldighet (HIPAA) (AT101). Det behövs inget BaseSpace Sequence Hub-konto för Illumina Proactive.

Sekretesskydd

- Illumina Proactive har ingen åtkomst till och överför inga identifierbara personuppgifter eller känsliga patientuppgifter som finns i Illumina-instrument
- Illumina Proactive använder en och samma skärm för alla Illumina-instrument, vilket ger användaren en smidig översikt samt möjlighet att:
 - när som helst aktivera eller inaktivera Illumina Proactive
 - skicka instruments prestandadata när instrumenten är aktiverade och överföra instrumentdata i kommaavgränsade filer till Illuminas säkra AWS-datalagring
- Illumina Proactive har utformats och testats för att säkerställa att systemet inte har åtkomst till eller sparar känsliga patientuppgifter, genomiska data eller identifierbara provuppgifter

Säkerhetsskydd

- Alla vilande data är krypterade med Advanced Encryption System (AES)-256 och krypteras med Transport Layer Security (TLS 1.2) vid överföring
- Säkerhetskopieringsprocesserna testas varje år och valideras av en granskare från tredje part
- Fullständiga programvarutester utförs när nya funktioner läggs till för att säkerställa att programmet fungerar som det ska
- Här följer några exempel på ytterligare säkerhetsskydd:
 - Sårbarhets-/genomslagstester
 - Intrångsidentifiering
 - Behörighetshantering
 - Antivirus
 - Säkerhetsuppdateringar



För mer information, se den tekniska anteckningen [Datasäkerhet med Illumina Proactive](#)

HIPAA

Illumina uppfyller kraven på HIPAA-reglerna genom att genomföra de förfaranden och policyer som krävs för att uppfylla reglerna för integritet, säkerhet och överträdelse.

Illuminas globala sekretesspolicy

Illumina är engagerad i ansvarsfullt förvaltare och etisk användning av personlig information i linje med tillämpliga globala sekretesslagar.

Läs mer i vår globala integritetspolicy, www.illumina.com/company/legal/privacy.html

illumina®

1.800.809.4566 kostnadsfritt (USA) | +1.858.202.4566 tel
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2022 Illumina, Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör Illumina, Inc. eller respektive ägare. Specifik varumärkesinformation finns på www.illumina.com/company/legal.html.
M-GL-01093 SWE v1.0